




APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

Apparecchi scientifici
Articoli per laboratori chimici e analisi

Catalogo

Vetreria da laboratorio - accessori - vials





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Aerometri baumé - zavorra piombo - tarati a + 15°C dlv 1/1 - a doppia scala

SENZA TERMOMETRO scala

0112ARE30 - 0/30

0112ARE50 - 0/50

0112ARE72 - 0/72

CON TERMOMETRO scala

0113ARE30 - 0/30

0113ARE50 - 0/50

0113ARE72 - 0/72



Aerometri baumé per liquidi più pesanti dell'acqua zavorra piombo - tarati a + 15° C - DIV.1/10

SENZA TERMOMETRO

Scala

099ARE05 - 0/5

099ARE10 - 0/10

099ARE12 - 10/20

099ARE23 - 20/30

099ARE34 - 30/40

099ARE45 - 40/50

099ARE56 - 50/60

099ARE67 - 60/70

099ARE15 - 0/15

099ARE53 - 15/30

099ARE20 - 0/20

099ARE30 - 0/30

099ARE24 - 20/30

099ARE46 - 40/60

CON TERMOMETRO

Scala

0111ARE05 - 0/5

0111ARE10 - 0/10

0111ARE12 - 10/20

0111ARE23 - 20/30

0111ARE34 - 30/40

0111ARE45 - 40/50

0111ARE56 - 50/60

0111ARE67 - 60/70

0111ARE15 - 0/15

0111ARE53 - 15/30

0111ARE20 - 0/20

0111ARE30 - 0/30

0111ARE24 - 20/30

0111ARE46 - 40/60






■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Agitatori semplici vetro pieno



- 1325101 - diam. mm. 4/6 - lungh. mm. 250
- 1325102 - diam. mm. 6/8 - lungh. mm. 250
- 1325103 - diam. mm. 8/10 - lungh. mm. 250
- 1325111 - diam. mm. 4/6 - lungh. mm. 300
- 1325112 - diam. mm. 6/8 - lungh. mm. 300
- 1325113 - diam. mm. 8/10 - lungh. mm. 300

Agitatori verticali ad asta con guida cono 29/32 ancora di agitazione in teflon



- 245732601M - per palloni ml. 500/1000 diam. smeriglio asta 10,5 mm
- 245732602M - per palloni ml. 2000/3000 diam. smeriglio asta 12,5 mm
- 245732603M - per palloni ml. 5000/6000 diam. smeriglio asta 14,5 mm



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 4/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Alcolometri di Tralles o Gay Lussac - tarati a +20 C° scala 0 - 100 - div. 1/1



00114ALC - Senza termometro

00115ALC - Con termometro

00116ALC - Tipo a scala ripartite: 0/47-45/77-75/100

Alluminio in rotoli per sigillare/conservare campioni - rotoli cm. 30 x 150 mt.

cod 111001





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Anelli di rasching per colonne



191101 - diam. mm. 6 x h. mm. 6

191102- diam. mm. 8x h. mm. 8

191103- diam. mm. 10 h. mm. 10

Anelli in suberite per reggere palloni



220602 - per palloni ml. 50 - 60

220604 - per palloni ml. 50 - 100

220606 - per palloni ml. 250 - 500

220609 - per palloni ml. 1000 - 3000

220612 - per palloni ml. 5000 - 6000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 6/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Anelli salvagoccia (blu) per bottiglie duran in ppn sterilizzabili fino a 140 gradi

2924219 - filettatura GL32


2924228 - filettatura GL45



Anelli salvagoccia (rossi) per bottiglie duran in etfe sterilizzabili fino a 180 gradi

2924419 - filettatura GL32

2924428 - filettatura GL45





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 7/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Anelli torici in silicone per flange scanalate Duran



29225340 - per flange DN60

29225460 - per flange DN100

29225510 - per flange DN120

29225570 - per flange DN150

29225610 - per flange DN200

[replica watches](https://www.ukreplica-watches.co.uk/)

Anse



1120001 nickel/cromo su bacchetta vetro

1120002 platino su bacchetta vetro



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 8/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Apparecchio secondo Anthes - in vetro

cod. 1105101



Apparecchio secondo Thiele - in vetro

cod. 1105001





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 9/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Aspiratore automatico per pipettatura con batterie

cod. 9160190



Aspiratore manuale per pipettatura

9291320 - per pipette fino a 2 ml.
9291321 - per pipette fino a 10 ml.
92913221 - per pipette fino a 25 ml.





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Aspiratori manuali Brand® per pipette



Colore.....Codice

neutro.....99.80020
blu.....99.80016
magenta.....99.26154
giallo.....99.26150
verde.....99.80018
menta.....99.26153

Bacchette vetro pieno lung. 150 cm





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 11/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Beute - vetro borosilicato - graduate - collo largo



9980050 - ml. 50
9980100 - ml. 100
9980250 - ml. 250
9980300 - ml. 300

9980500 - ml. 500
9981000 - ml. 1000
9982000 - ml. 2000

Beute - vetro borosilicato - graduate. - collo stretto



9990050 - ml. 50
9990100 - ml. 100
9990200 - ml. 200
9990250 - ml. 250
9990300 - ml. 300

9990500 - ml. 500
9991000 - ml. 1000
9992000 - ml. 2000
9993000 - ml. 3000
9995000 - ml. 5000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Beute - vetro duran - graduate - collo largo



2122614 - ml. 25
2122617 - ml. 50
2122624 - ml. 100
2122632 - ml. 200
2122636 - ml. 250

2122639 - ml. 300
2122644 - ml. 500
2122654 - ml. 1000
2122663 - ml. 2000

Beute - vetro duran - graduate - collo stretto



2121614 - ml. 25
2121617 - ml. 50
2121624 - ml. 100
2121629 - ml. 150
2121632 - ml. 200
2121636 - ml. 250

2121639 - ml. 300
2121644 - ml. 500
2121654 - ml. 1000
2121663 - ml. 2000
2121668 - ml. 3000
2121673 - ml. 5000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 13/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Beute - vetro duran - graduate - cono smeriglio - senza tappo



241931412 - ml. 25 cono 14/23
241931416 - ml. 25 cono 19/26
241931712 - ml. 50 cono 14/23
241931726 - ml. 50 cono 29/32
241932426 - ml. 100 cono 29/32
241932926 - ml. 150 cono 29/32
241933226 - ml. 200 cono 29/32
241933626 - ml. 250 cono 29/32
241933926 - ml. 300 cono 29/32
241934426 - ml. 500 cono 29/32
241935426 - ml. 1000 cono 29/32
241936326 - ml. 2000 cono 29/32

Beute - vetro duran - graduate - per tappi in metallo - collo diritto diam. 38 mm



2177124 - ml. 100
2177132 - ml. 200
2177136 - ml. 250
2177139 - ml. 300

2177144 - ml. 500
2177154 - ml. 1000
2177163 - ml. 2000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 14/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Beute - vetro duran- graduate - con tappo a vite sterilizzabili



21803245 - ml. 100

21803365 - ml. 250

21803445 - ml. 500

21803545 - ml. 1000

Beute per la determinazione dello iodio complete di tappo 29/32 a presa alta



130001 - ml. 100

130002 - ml. 200

130003 - ml. 250

130004 - ml. 300

130005 - ml. 500

130006 - ml. 1000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 15/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Beute per vuoto - vetro duran



senza cono smerigliato

2120124 - ml. 100

2120136 - ml. 250

2120144 - ml. 500

2120154 - ml. 1000

2120163 - ml. 2000

con cono smerigliato 29/32

303 - 01 - ml. 100

303 - 02 - ml. 250

303 - 03 - ml. 500

303 - 04 - ml. 1000

303 - 05 - ml. 2000

Beute per vuoto - vetro duran - portagomma in materiale plastico (pp)



21204245 - ml. 100

21204365 - ml. 250

21204445 - ml. 500


21204545 - ml. 1000

21204635 - ml. 2000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bicchieri - vetro borosilicato - forma alta con becco - graduati



1530050 - ml. 50
1530100 - ml. 100
1530150 - ml. 1550
1530250 - ml. 250
1530400 - ml. 400

1530600 - ml. 600
1530800 - ml. 800
1531000 - ml. 1000
1532000 - ml. 2000
1533000 - ml. 3000

Bicchieri - vetro borosilicato - forma bassa con becco - graduati




1550025 - ml. 25
1550050 - ml. 50
1550100 - ml. 100
1550150 - ml. 150
1550250 - ml. 250
1550400 - ml. 400

1550600 - ml. 600
1550800 - ml. 800
1551000 - ml. 1000
1550200 - ml. 2000
1553000 - ml. 3000
1555000 - ml. 5000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bicchieri - vetro duran - forma alta con becco - graduati



2111617 - ml. 50
2111624 - ml. 100
2111629 - ml. 150
2111636 - ml. 250
2111641 - ml. 400

2111648 - ml. 600
2111653 - ml. 800
2111654 - ml. 1000
2111663 - ml. 2000
2111668 - ml. 3000

Bicchieri - vetro duran - forma bassa con becco graduati



2110107 - ml. 5
2110108 - ml. 10
2110614 - ml. 25
2110617 - ml. 50
2110624 - ml. 100
2110629 - ml. 150
2110636 - ml. 250
2110641 - ml. 400

2110648 - ml. 600
2110653 - ml. 800
2110654 - ml. 1000
2110663 - ml. 2000
2110668 - ml. 3000
2110673 - ml. 5000
2110186 - ml. 10000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 18/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bottiglie drechsel - vetro duran - cono 29/32 con pescante - con setto poroso



complete
24502450 - ml. 100
24503650 - ml. 250
24504450 - ml. 500

solo pescante
2450245 per ml. 100
2450365 per ml. 250
2450445 per ml. 500

Bottiglie drechsel - vetro duran - cono 29/32 con pescante - senza setto poroso



complete
245024 - ml. 100
245036 - ml. 250
245044 - ml. 500

solo pescante
24502 - ml. 100
24503 - ml. 250
24504 - ml. 500



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 19/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bottiglie duran - graduate - con tappo blu e anello blu in ppn



21801145 - ml. 25 filettatura GL25
21801175 - ml. 50 filettatura GL32
21801245 - ml. 100 filettatura GL45
21801365 - ml. 250 filettatura GL45
21801445 - ml. 500 filettatura GL45
21801545 - ml. 1000 filettatura GL45
21801635 - ml. 2000 filettatura GL45
21801735 - ml. 5000 filettatura GL45
21801865 - ml. 10000 filettatura GL45
21801915 - ml. 20000 filettatura GL45

Bottiglie duran - graduate - senza tappo e anello



2180114 - ml. 25 filettatura GL25
2180117 - ml. 50 filettatura GL32
2180124 - ml. 100 filettatura GL45
2180144 - ml. 500 filettatura GL45
2180154 - ml. 1000 filettatura GL45
2180163 - ml. 2000 filettatura GL45
2180173 - ml. 5000 filettatura GL45
2180186 - ml. 10000 filettatura GL45
2180191 - ml. 20000 filettatura GL45



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 20/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bottiglie duran - graduate - vetro giallo senza tappo e anello



2180614 - ml. 25 filettatura GL25
2180617 - ml. 50 filettatura GL32
2180624 - ml. 100 filettatura GL45
2180636 - ml. 250 filettatura GL45
2180644 - ml. 500 filettatura GL45
2180654 - ml. 1000 filettatura GL45
2180663 - ml. 2000 filettatura GL45
2180673 - ml. 5000 filettatura GL45
2180686 - ml. 10000 filettatura GL45
2180691 - ml. 20000 filettatura GL45

Bottiglie duran - graduate con rivest. plastificato senza tappo e anello



2180524 - ml. 100 filettatura GL45
2180536 - ml. 250 filettatura GL45
2180544 - ml. 500 filettatura GL45
2180554 - ml. 1000 filettatura GL45
2180563 - ml. 2000 filettatura GL45
2180573 - ml. 5000 filettatura GL45
2180586 - ml. 10000 filettatura GL45
2180591 - ml. 20000 filettatura GL45



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 21/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bottiglie mariotte vetro complete di rubinetto

204563C - lt. 2 cono 19/26
204573C - lt. 5 cono 24/29
204586C - lt. 10 cono 29/32



Bottiglie vetro duran graduate - secondo drechsel con tappo forato GL45 e guarniz. silicone - pescante regolabile in altezza con setto poroso

140145 ml. 500
140146 ml. 1000
140147 ml. 2000





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 22/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Bottiglie vetro duran graduate - secondo drechsel con tappo forato GL45 e guarniz.silicone - pescante regolabile in altezza senza setto poroso

140142 ml. 500
140143 ml. 1000
140144 ml. 2000

Burette di bang - con rubinetto teflon a squadra - vetro chiaro schellbach con serbatoio

1285BS11 - ml. 1 div. 1/100
1285BS16 - ml. 2 div. 1/100
1285BS26 - ml. 5 div. 1/50
1285BS29 - ml. 10 div. 1/50
1285BS40 - sostegno per burette di bang





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 23/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Burette di schilling




1267SS28 - ml. 10 div. 1/20

1267SS33 - ml. 25 div. 1/10

1267SS35 - ml. 50 div. 1/10

Burette grad. a caricamento autom. di pellet - con rubinetto lat. teflon classe as - vetro chiaro schellbach



senza accessori

1283SCH33SA - ml. 25 div. 1/10

1283SCH34SA - ml. 25 div. 1/20

1283SCH35SA - ml. 50 div. 1/10

complete di flacone lt 2

1283SCH33 - ml. 25 div. 1/10

1283SCH34 - ml. 25 div. 1/20

1283SCH35 - ml. 50 div. 1/10



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 24/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Burette grad. a caricamento autom. di pellet - con rubinetto lat. teflon classe as - vetro giallo



senza accessori

1283VG33SA - ml. 25 div. 1/10

1283VG34SA - ml. 25 div. 1/20

1283VG35SA - ml. 50 div. 1/10

complete di flaconi lt 2

1283VG33 - ml. 25 div. 1/10

1283VG34 - ml. 25 div. 1/20

1283VG35 - ml. 50 div. 1/10

Burette graduate - rub. inf. teflon vetro chiaro schellbach - classe as



1275SCH28 - ml. 10 div. 1/10

1275SCH29 - ml. 10 div. 1/20

1275SCH33 - ml. 25 div. 1/10

1275SCH34 - ml. 25 div. 1/20

1275SCH35 - ml. 50 div. 1/10



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 25/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Burette graduate - rub. inf. teflon vetro giallo - classe as

1275VG28 - ml. 10 div 1/10

1275VG29 - ml. 10 div 1/20

1275VG33 - ml. 25 div 1/10


1275VG34 - ml. 25 div 1/20

1275VG35 - ml. 50 div 1/10

Camere conteggio (ematimetri) un solo pezzo di vetro sterilizzabile - con reticolo - doppie con pinze

032B2126 - mod Buerker

032T2222 - mod Thoma





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 26/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Capillari drummond microcaps



DRUMICRO1 - microlitri 1
DRUMICRO2 - microlitri 2
DRUMICRO5 - microlitri 5
DRUMICRO10 - microlitri 10
DRUMICRO15 - microlitri 15
DRUMICRO20 - microlitri 20
* altre capacità a richiesta

Capillari per ematocrito lungh. mm. 75



6227130 - tipo eparinato
6227131 - tipo non eparinato



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Capillari per punto fusione - aperti conf. 100 pz



1105405 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh. 80 mm.
1105406 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh. 100 mm.
1105407 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh. 120 mm.
1105408 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh. 150 mm.

Capillari per punto fusione - aperti conf. 500 pz



1105200 diam. est. 0,8 - 1 lungh. 80 mm.
1105211 diam. est. 0,8 - 1 lungh. 100 mm.
1105201 diam. est. 0,8 - 1 lungh. 150 mm.
1105202 diam. est. 0,8 - 1 lungh. 180 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Capillari per punto fusione - aperti conf. 200 pz



1105401 diam. est. 1 - 1,5 lungh. 80 mm.
1105402 diam. est. 1 - 1,5 lungh. 100 mm.
1105403 diam. est. 1 - 1,5 lungh. 120 mm.
1105404 diam. est. 1 - 1,5 lungh. 150 mm.

Capillari per punto fusione - chiusi ad una estremità - conf. 100 pz



1105505 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh 80 mm.
1105506 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh 100 mm.
1105507 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh 120 mm.
1105508 diam. est. 1,8 - 2,2 lungh 150 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Capillari per punto fusione - chiusi ad una estremità - conf. 200 pz



1105501 diam. est. 1 - 1,5 lungh 80 mm.
1105502 diam. est. 1 - 1,5 lungh 100 mm.
1105503 diam. est. 1 - 1,5 lungh 120 mm.
1105503 diam. est. 1 - 1,5 lungh 150 mm.

Capillari ringcaps hirschmann tarati



9600105 - 5 marchi - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 microlitri
9600110 - 1 marchio - 10 microlitri
9600120 - 1 marchio - 20 microlitri
9600125 - 1 marchio - 25 microlitri
9600140 - 1 marchio - 40 microlitri
9600144 - 1 marchio - 44,7 microlitri
9600150 - 1 marchio - 50 microlitri
9600199 - 1 marchio - 100 microlitri
9600122 - 1 marchio - 200 microlitri
9600210 - 2 marchi - 5 - 10 microlitri
9600240 - 2 marchi - 20 - 40 microlitri
9600299 - 2 marchi - 50 - 100 microlitri
9600222 - 2 marchi - 100 - 200 microlitri




■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Capsule d'evaporazione vetro duran con becco



2130124 - diam. est. mm. 40
2130132 - diam. est. mm. 50
2130134 - diam. est. mm. 60
2130138 - diam. est. mm. 70
2130141 - diam. est. mm. 80
2130144 - diam. est. mm. 95
2130149 - diam. est. mm. 115
2130154 - diam. est. mm. 140
2130159 - diam. est. mm. 190
2130163 - diam. est. mm. 230

Celle per spettrofotometria accoppiate - altezza 45 mm.



HE85010Q - in quarzo passo ottico 10 mm.
HE85010V - in quarzo passo ottico 10 mm.
HE85005Q - in quarzo passo ottico 5 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Chiusure alluminio per vials collo crimp



MCAC08GT - per vials ml. 0,8/ml. 1,2 - setto gomma/ptfe
MCAC08ST - per vials ml. 0,8/ml. 1,2 - setto silicone/ptfe
C40111A - per vials ml. 2 setto gomma/ptfe
C40114A - per vials ml. 2 setto silicone/ptfe

Cilindri fresenius collo smerigliatp con tappo a rubinetto in vetro soffiato

1132801 - ml. 100 h. tot. 210 mm.
1132802 - ml. 250 h. tot. 300 mm.
1132803 - ml. 500 h. tot. 350 mm.
1132804 - ml. 1000 h. tot. 400 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cilindri per areometria con vaschette sup.

1132901 diam. mm.40 h. tot. 250 mm.

1132902..... mm.44 h. tot. 300 mm.

1132903.....mm.52 h. tot. 400 mm.

Cilindri vetro con becco - graduaz. marrone indelebile - con tolleranza Classe A



H2210154 - ml. 5

H2210170 - ml. 25

H2210180 - ml. 100

H2210190 - ml. 500

H2210194 - ml. 2000

H2210160 - ml. 10

H2210175 - ml. 50


H2210186 - ml. 250

H2210193 - ml. 1000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cilindri vetro con becco - graduazione classe B



CIL12307 - ml. 5
CIL12314 - ml. 25
CIL12324 - ml. 100
CIL12344 - ml. 500
CIL12363 - ml. 2000

CIL12308 - ml. 10
CIL12317 - ml. 50
CIL12336 - ml. 250
CIL12354 - ml. 1000

Cilindri vetro con tappo in plastica - graduaz. marrone indelebile - tolleranza classe A



H2310160 - ml. 10 cono 10/19
H2310170 - ml. 25 cono 14/23
H2310175 - ml. 50 cono 19/26
H2310180 - ml. 100 cono 24/29
H2310186 - ml. 250 cono 29/32
H2310190 - ml. 500 cono 34/35
H2310193 - ml. 1000 cono 45/40
H2310194 - ml. 2000 cono 45/40



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 34/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cilindri vetro con tappo plastica graduazione classe B

CIL1230810 - ml. 10 cono 10/19
CIL1231412 - ml. 25 cono 14/23
CIL1231712 - ml. 50 cono 19/26
CIL1232416 - ml. 100 cono 24/29
CIL1233621 - ml. 250 cono 29/32
CIL1234426 - ml. 500 cono 34/35
CIL1235426 - ml. 1000 cono 45/40
CIL1236326 - ml. 2000 cono 45/40

Cilindri vetro per analisi terreno

1132701 - tarati ml. 1130 - 1205
1132710 - tarati ml. 1000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 35/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cilindri vetro per bilance idrostatiche

1132720 - tarati millimetri 100 - diam. 38 mm. - h. 150 mm.

Cilindri vetro senza becco per alcolometri

1132850 - ml. 36 h. tot. 350 mm.

1132853 - ml. 40 h. tot. 400 mm.

1132856 - ml. 50 h. tot. 500 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Colonne cromatogr. - senza cono sup con setto poroso (da 0 a 5) e rubinetto teflon inferiore

strong>codice - diam. int. - lungh. utile

190430 - mm. 10 - mm. 100
190432 - mm. 10 - mm. 200
190433 - mm. 10 - mm. 300
190434 - mm. 10 - mm. 400
190435 - mm. 20 - mm. 100
190436 - mm. 20 - mm. 200
190437 - mm. 20 - mm. 300
190438 - mm. 20 - mm. 400
190439 - mm. 20 - mm. 500
190440 - mm. 25 - mm. 300
190441 - mm. 25 - mm. 400
190442 - mm. 25 - mm. 500
190443 - mm. 30 - mm. 300
190444 - mm. 30 - mm. 400
190445 - mm. 30 - mm. 500
190446 - mm. 40 - mm. 400
190447 - mm. 40 - mm. 500

Colonne cromatografia con setto poroso (da 0 a 5) cono femmina sup. e rubinetto teflon inferiore



codice - diam. int. - lungh. utile - cono

190530 - mm. 10 - mm. 100 - 14/23
190532 - mm. 10 - mm. 200 - 14/23
190533 - mm. 10 - mm. 300 - 14/23
190534 - mm. 10 - mm. 400 - 14/23
190535 - mm. 20 - mm. 100 - 19/26
190536 - mm. 20 - mm. 200 - 19/26
190537 - mm. 20 - mm. 300 - 19/26
190538 - mm. 20 - mm. 400 - 19/26
190539 - mm. 20 - mm. 500 - 19/26
190540 - mm. 25 - mm. 300 - 24/29
190541 - mm. 25 - mm. 400 - 24/29
190542 - mm. 25 - mm. 500 - 24/29
190543 - mm. 30 - mm. 300 - 29/32
190544 - mm. 30 - mm. 400 - 29/32
190545 - mm. 30 - mm. 500 - 29/32
190546 - mm. 30 - mm. 400 - 34/35
190547 - mm. 30 - mm. 500 - 34/35
190548 - mm. 40 - mm. 400 - 45/40
190549 - mm. 40 - mm. 500 - 45/40



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 37/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Colonne di Vigreux con due coni 29/32



codice - diam. int. - lungh. utile

190601 - mm. 20 - mm. 200

190602 - mm. 20 - mm. 400

190603 - mm. 25 - mm. 400

190604 - mm. 20 - mm. 600

190605 - mm. 25 - mm. 600


190606 - mm. 20 - mm. 800

190607 - mm. 25 - mm. 800

190608 - mm. 20 - mm. 1000

190609 - mm. 25 - mm. 1000

Colonne per cromatografia - rub. scarico con rub teflon - serbatoio superiore giunto sfera sup. 35/20 - con setto (da 0 a 5)



codice - diam. int - serbatoio - lungh. utile

182101 - mm. 10 - ml. 100 - 450 mm.

182105 - mm. 20 - ml. 100 - 450 mm.

182113 - mm. 30 - ml. 250 - 450 mm.

182116 - mm. 40 - ml. 250 - 450 mm.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 38/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Colonne per cromatografia - rub. scarico con valvola a spillo - serbatoio sup. con giunto sfera sup. 35/20 - con setto (da 0 a 5)



codice - diam. int. - serbatoio - lungh. utile

182001 - mm. 10 - ml. 100 - 450 mm.

182005 - mm. 20 - ml. 100 - 450 mm.

182013 - mm. 30 - ml. 250 - 450 mm.

182016 - mm. 40 - ml. 250 - 450 mm.

Colonne per cromatografia con setto poroso (da 0 a 5) - senza cono sup. - senza rubinetto



codice - diam. int. - lungh. utile

190101 - mm. 10 - mm. 100

190102 - mm. 10 - mm. 200

190103 - mm. 10 - mm. 300

190104 - mm. 10 - mm. 400

190105 - mm. 20 - mm. 100

190106 - mm. 20 - mm. 200

190107 - mm. 20 - mm. 300

190108 - mm. 20 - mm. 400

190109 - mm. 20 - mm. 500

190110 - mm. 25 - mm. 300

190111 - mm. 25 - mm. 400

190112 - mm. 25 - mm. 500

190113 - mm. 30 - mm. 300

190114 - mm. 30 - mm. 400

190115 - mm. 30 - mm. 500

190116 - mm. 40 - mm. 400

190117 - mm. 40 - mm. 500



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 39/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Coni Imhof vetro per sedimentazione - grad. bianca

1206800 - graduazione totale ml. 1000

1206801 - graduati fino a ml 100 - tarati a ml. 1000




Contabolle vetro duran

164101 - diam 30 mm - h. tot. 170 mm. - h. corpo 120 mm.

164105 - diam 40 mm - h. tot. 210 mm. - h. corpo 170 mm.

164110 - diam 50 mm - h. tot. 250 mm. - h. corpo 210 mm.

164115 - diam 65 mm - h. tot. 300 mm. - h. corpo 250 mm.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 40/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Contagocce a tubetto punta dritta - senza tettarella

CONTMAT 15 - diam. mm. 7 x 70 - ml 2

Contagocce di Ranvier - senza tettarella - vetro bianco

2002CRB17 - ml. 50
2002CRB24 - ml. 10
2002CRB36 - ml. 250



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 41/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Contagocce di Ranvier - senza tettarella vetro giallo

2002CRG17 - vetro giallo ml. 50
2002CRG24 - vetro giallo ml. 100
2002CRG36 - vetro giallo ml. 250

Coperchi con pomo per essicatori



99ESCCP 100 - diam. int. mm. 100
99ESCCP 150 - diam. int. mm. 150
99ESCCP 200 - diam. int. mm. 200
99ESCCP 250 - diam. int. mm. 250
99ESCCP 300 - diam. int. mm. 300



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 42/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Coperchi per reattori ad uno o più colli flangia originale Duran*



- 1133601 - tot. n. colli 3 - flangia DN60
- 1133605 - tot. n. colli 3 - flangia DN100
- 1133602 - tot. n. colli 4 - flangia DN100
- 1133606 - tot. n. colli 3 - flangia DN120
- 1133603 - tot. n. colli 4 - flangia DN120
- 1133604 - tot. n. colli 4 - flangia DN150
- 1133607 - tot. n. colli 5 - flangia DN150

Coperchi tubulati per essicatori con rubinetto



- 99ESCCT100 - diam. int. mm. 100
- 99ESCCT150 - diam. int. mm. 150
- 99ESCCT200 - diam. int. mm. 200
- 99ESCCT250 - diam. int. mm. 250
- 99ESCCT300 - diam. int. mm. 300



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 43/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cotone per batteriologia conf. 1 kg

cod. 993151



Cristallizzatori - vetro duran con becco



2131124 - Ø mm. 40
2131132 - Ø mm. 50
2131134 - Ø mm. 60
2131138 - Ø mm. 70
2131141 - Ø mm. 80
2131144 - Ø mm. 95
2131149 - Ø mm. 115
2131154 - Ø mm. 140
2131159 - Ø mm. 190
2131163 - Ø mm. 230



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 44/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cristallizzatori - vetro duran senza becco



2131324 - diam. mm. 40
2131332 - diam. mm. 50
2131334 - diam. mm. 60
2131338 - diam. mm. 70
2131341 - diam. mm. 80

2131344 - diam. mm. 95
2131349 - diam. mm. 115
2131354 - diam. mm. 140
2131359 - diam. mm. 190
2131363 - diam. mm. 230

Cristallizzatori vetro borosilicato con becco



980020 - diam.mm. 40
980040 - diam.mm. 50
980060 - diam.mm. 60
980100 - diam.mm. 70
980150 - diam.mm. 80

980300 - diam.mm. 95
980500 - diam.mm. 115
980900 - diam.mm. 140
982000 - diam.mm. 190
983500 - diam.mm. 230



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 45/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Cristallizzatori vetro borosilicato senza becco

990020 - diam. mm. 40
990040 - diam. mm. 50
990060 - diam. mm. 60
990100 - diam. mm. 70
990150 - diam. mm. 80

990300 - diam. mm. 95
990500 - diam. mm. 115
990900 - diam. mm. 140
992000 - diam. mm. 190
993500 - diam. mm. 230

Crogioli filtranti vetro duran



258510 X - porosità 2 - 4 ml. 8 - diam. corpo mm. 24
258511 X - porosità 1 - 4 ml. 15 - diam. corpo mm. 28
258512 X - porosità 1 - 5 ml. 30 - diam. corpo mm. 36
258513 X - porosità 1 - 5 ml. 50 - diam. corpo mm. 46
* sostituire la X con la porosità desiderata



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 46/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Decontamin. - detergente decontaminante per vetreria - fustino 5 kg -

cod. 4505000



DISCHI IN VETRO



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 47/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Dosatori automatici vetro completi di bottiglia politene



1220201 - ml. 1
1220202 - ml. 2
1220203 - ml. 3
1220204 - ml. 5

1220205 - ml. 10
1220206 - ml. 25
1220207 - ml. 50

Dosatori automatici vetro cono 29/32



1220301 - ml. 1
1220302 - ml. 2
1220303 - ml. 3
1220304 - ml. 5

1220305 - ml. 10
1220306 - ml. 25
1220307 - ml. 50



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 48/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Essicatori in vetro con coperchio tubulato completo di rubinetto



99ESCT100 - diam. int. mm. 100


99ESCT150 - diam. int. mm. 150

99ESCT200 - diam. int. mm. 200

99ESCT250 - diam. int. mm. 250

99ESCT300 - diam. int. mm. 300

Essicatori vetro con coperchio a pomo plastica



99ESCP 100 - diam. int. mm. 100

99ESCP 150 - diam. int. mm. 150

99ESCP 200 - diam. int. mm. 200

99ESCP 250 - diam. int. mm. 250

99ESCP 300 - diam. int. mm. 300



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 49/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Estrattori per solventi infiammabili



170301 - ml. 100
170302 - ml. 250
170303 - ml. 500
170304 - ml. 1000

Estrattori per solventi pesanti



170501 - ml. 100
170502 - ml. 250
170503 - ml. 500
170504 - ml. 1000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 50/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Estrattori secondo kumagawa



- 170401 - completo delle parti in vetro
- 170402 - recipiente a sifone ml. 60
- 170403 - refrigerante di vigreaux
- 170404 - pallone speciale ml. 500

Fiale aperte

- vetro bianco
- 6910001 ml. 1
- 6910002 ml. 2
- 6910003 ml. 3
- 6910005 ml. 5
- 6910010 ml. 10
- 6910020 ml. 20
- 6910025 ml. 25

- vetro giallo
- 6920001 ml. 1
- 6920002 ml. 2
- 6920003 ml. 3
- 6920005 ml. 5
- 6920010 ml. 10
- 6920020 ml. 20
- 6920025 ml. 25



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 51/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Filtri di Witt



codice - bicchiere diam. x alt. - diam. imbuto

1133801 - mm. 100 x 140 - mm. 75

1133802 - mm. 120 x 190 - mm. 100

1133803 - mm. 160 x 210 - mm. 100

Flaconcini collo a vite - tappi chiusi



MVV1232 - vetro chiaro 1,8 ml. (diam. 12 x h. 32 mm.)

MVV1232A - vetro scuro 1,8 ml. (diam. 12 x h. 32 mm.)

MVV1236 - vetro chiaro 2 ml. (diam. 12 x h. 36 mm.)

MTVC08CT - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto cork/ptfe

MTVC08BT - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto butile/ptfe

MTVC08G - tappi per flaconi ml. 1,8/ml. 2 setto gomma

MVV1232 - vetro chiaro 4 ml. (diam. 15 x h. 45 mm.)

MVV1545A - vetro scuro 4 ml. (diam. 15 x h. 45 mm.)

MTVC13CT - tappi per flaconi ml. 4 setto cork/ptfe

MTVC13BT - tappi per flaconi ml. 4 setto butile/ptfe

MTVC13G - tappi per flaconi ml. 4 setto gomma

MFV006B - vetro chiaro 6 ml. (diam. 23 x h. 40 mm.)

MFV006BA - vetro scuro 6 ml. (diam. 23 x h. 40 mm.)

MTVC20CT - tappi per flaconi ml. 6 setto cork/ptfe

MTVC20BT - tappi per flaconi ml. 6 setto butile/ptfe

MTVC20G - tappi per flaconi ml. 6 setto gomma



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi ipodermo graduati vetro bianco



codice	capacità	diam. est. bocca
SIB50	ml. 50	mm. 29
SIB100	ml. 100	mm. 29
SIB250	ml. 250	mm. 29
SIB500	ml. 500	mm. 29
SIB1000	ml. 1000	mm. 29

alt. vetro	diam. vetro
mm. 80,8	mm. 45
mm. 105	mm. 52
mm. 134	mm. 68
mm. 177	mm. 79
mm. 230	mm. 95

Flaconi penicillina vetro bianco



codice	cap. ml.	diam. int/est. bocca mm	alt. vetro mm	diam. vetro mm
BPEN00	5	13/20	40	20,2
BPEN01	8/10	13/20	46,8	23
BPEN02	10/13	13/20	49	25
BPEN03	13/15	13/20	53,6	25,4
BPEN04	23	13/20	57,8	32
BPNE05	50	13/20	72,8	42
BPNE06	100	13/20	94,8	51,5



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 53/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi per vuoto - vetro duran



2119168 - ml. 3000
2119173 - ml. 5000
2119186 - ml. 10000
2119188 - ml. 15000
2119191 - ml. 20000

Flaconi per vuoto - vetro duran - con portagomma in materiale plastico (ppn)



21194685 - ml. 3000
21194735 - ml. 5000
21194865 - ml. 10000
21194885 - ml. 15000
21194915 - ml. 20000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro comune - ambrati - bocca larga - tappo a vite con sottotappo



codice.....	cap.ml.....	diam.int.bocca.mm.....	alt.vetro.mm.....	diam.vetro.m.....
BBL00.....	10.....	15.....	49.....	25.....
BBL01.....	17.....	19.....	50.....	32.....
BBL02.....	25.....	19.....	63.....	32.....
BBL03.....	30.....	16,5.....	70.....	30.....
BBL05.....	50.....	26,5.....	82.....	41.....
BBL08.....	100.....	29.....	88.....	49.....
BBL09.....	150.....	26,5.....	125.....	54.....
BBL10.....	250.....	39.....	118.....	62.....
BBL11.....	500.....	45.....	170.....	75.....
BBL12.....	1000.....	62.....	204.....	94.....

Flaconi vetro comune - ambrati - bocca stretta - tappo a vite con sottotappo



codice.....	cap.ml.....	diam.int.bocca.mm.....	alt.vetro.mm.....	diam.vetro.mm.....
BBS01.....	3.....	10,5.....	43.....	19.....
BBS02.....	5.....	10,5.....	49.....	21.....
BBS04.....	10.....	10,5.....	58.....	25.....
BBS05.....	15.....	10,5.....	61.....	28.....
BBS06.....	20.....	10,5.....	68.....	30.....
BBS07.....	30.....	10,5.....	73.....	34.....
BBS08.....	50.....	11.....	87.....	39.....
BBS10.....	60.....	16,5.....	95.....	43.....
BBS12.....	100.....	16,5.....	104.....	47.....
BBS13.....	125.....	16,5.....	116.....	50.....
BBS17.....	200.....	16,5.....	136.....	56.....
BBS18.....	250.....	16,5.....	142.....	61.....
BBS20.....	500.....	22.....	185.....	77.....
BBS23.....	1000.....	22.....	220.....	94.....
BBS25.....	1200.....	22.....	225.....	100.....



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 55/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro comune - ambrati - collo largo a smerigliatura - tappo vetro

99BRSLG0100 ml. 100
99BRSLG0250 ml. 250

99BRSLG0500 ml. 500
99BRSLG1000 ml. 1000

Flaconi vetro comune - ambrati - collo stretto a smerigliatura - tappo vetro

99BRSSG0100 - ml. 100
99BRSSG0250 - ml. 250

99BRSSG0500 - ml. 500
99BRSSG1000 - ml. 1000



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro comune - chiari - bocca stretta - tappo a vite con sottotappo



codice....	cap.ml.....	diam.int.bocca.mm.....	alt.vetro.mm.....	diam.vetro.mm.....
BBS14.....	125.....	16,5.....	116.....	49,5.....
BBS19.....	250.....	16,5.....	142.....	61.....
BBS22.....	500.....	22.....	185.....	77.....
BBS24.....	1000.....	22.....	220.....	94.....

Flaconi vetro comune - chiari - collo largo a smerigliatura - tappo vetro

99BRSLB0100 - ml. 100	99BRSLB0500 - ml. 500
99BRSLB0250 - ml. 250	99BRSLB1000 - ml. 1000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 57/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro comune - chiari - collo stretto a smerigliatura - tappo vetro

99BRSSB0100 - ml. 100

99BRSSB0250 - ml. 250

99BRSSB0500 - ml. 500

99BRSSB1000 - ml. 1000

Flaconi vetro duran - ambrati - collo largo a smerigliatura - tappo vetro

2118817 - ml. 50

2118824 - ml. 100

2118836 - ml. 250

2118844 - ml. 500

2118854 - ml. 1000

2118863 - ml. 2000

2118873 - ml. 5000

2118886 - ml. 10000

2118891 - ml. 2000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 58/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro duran - ambrati - collo stretto a smerigliatura - con tappo vetro



2116808 - ml. 10
2116814 - ml. 25
2116817 - ml. 50
2116824 - ml. 100
2116836 - ml. 250
2116844 - ml. 500

2116854 - ml. 1000
2116863 - ml. 2000
2116873 - ml. 5000
2116886 - ml. 10000
2116891 - ml. 20000

Flaconi vetro duran - chiari - collo largo a smerigliatura - tappo vetro



2118517 - ml. 50
2118524 - ml. 100
2118536 - ml. 250
2118544 - ml. 500
2118554 - ml. 1000

2118563 - ml. 2000
2118573 - ml. 5000
2118586 - ml. 10000
2118591 - ml. 20000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 59/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Flaconi vetro duran - chiari - collo largo non smerigliato - senza tappo



2118117 - ml. 50
2118124 - ml. 100
2118136 - ml. 250
2118144 - ml. 500
2118154 - ml. 1000

2118163 - ml. 2000
2118173 - ml. 5000
2118186 - ml. 10000
2118191 - ml. 20000

Flaconi vetro duran - chiari - collo stretto a smerigliatura - con tappo vetro



2116508 - ml. 10
2116514 - ml. 25
2116517 - ml. 50
2116524 - ml. 100
2116536 - ml. 250
2116544 - ml. 500

2116554 - ml. 1000
2116563 - ml. 2000
2116573 - ml. 5000
2116586 - ml. 10000
2116591 - ml. 20000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 60/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Flaconi vetro duran - chiari - collo stretto non smerigliato - senza tappo



2116114 - ml. 25
2116117 - ml. 50
2116124 - ml. 100
2116136 - ml. 250
2116144 - ml. 500

2116154 - ml. 1000
2116163 - ml. 2000
2116173 - ml. 5000
2116186 - ml. 10000
2116191 - ml. 20000

Flaconi vetro per burette



1283FB54 - vetro bianco da lt. 1
1283VG54 - vetro giallo da lt. 1
1283FB63 - vetro bianco da lt. 2
1283VG63 - vetro giallo da lt. 2



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 61/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Ghiera metallica originale duran per la chiusura dei coperchi



29071340 - per flange DN60
29071460 - per flange DN100
29071510 - per flange DN120
29071570 - per flange DN150
29071610 - per flange DN200

Gorgogliatori per prelievamento campioni



1132930 - a tubo pescante con setto poroso
1132932 - a tubo pescante senza setto poroso
1132934 - a tubo pescante con candela filtrante



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 62/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Grasso silicone



1335GRA - per alto vuoto - tubetto 50 grammi

1336GRA - tipo morbido - tubetto 50 grammi

Guarnizioni forate per raccordi portatermometri

cod. 701 - 22





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 63/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Guarnizioni salvagoccia in etfe - rosse

2924419 - GL32

2924428 - GL45

Guarnizioni salvagoccia in ppn blu


2924219 - GL32

2924228 - GL45



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Guida di ricambio cono 29/32* per agitatori ad asta



2457306 - per aste diam. smeriglio 10,5 mm

2457307 - per aste diam. smeriglio 12,5 mm

2457308 - per aste diam. smeriglio 14,5 mm

*(a richiesta vengono eseguite guide di ricambio con coni diversi)

Imbuti buechner vetro duran



2134122 - capacità ml 70 - diam. piastra mm. 48

2134128 - capacità ml 125 - diam. piastra mm. 60

2134134 - capacità ml 220 - diam. piastra mm. 73


2134144 - capacità ml 500 - diam. piastra mm. 95

2134154 - capacità ml 1000 - diam. piastra mm. 120



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti filtranti angolo 60° con setto poroso - vetro borosilicato



1090450 X diam. imbuto mm. 45 - setto diam. mm. 15
1090550 X diam. imbuto mm. 55 - setto diam. mm. 20
1090700 X diam. imbuto mm. 70 - setto diam. mm. 25
* sostituire la X con la porosità desiderata da 0 a 3

Imbuti filtranti vetro duran




258520 X* - porosità 1 - 2 - 3 diam. piastra mm. 35
258520 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 35
258520 5 - porosità 5 diam. piastra mm. 35
258521 X* - porosità 1 - 2 - 3 diam. piastra mm. 45
258521 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 45
258521 5 - porosità 5 diam. piastra mm. 45
258522 X* porosità 1 - 2 - 3 diam. piastra mm. 60
258522 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 60
258522 5 - porosità 5 diam. piastra mm. 60
258523 X* porosità 1 - 2 diam. piastra mm. 95
258523 4 - porosità 3 diam. piastra mm. 95
3258523 3 - porosità 4 diam. piastra mm. 95
258523 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 95
258523 5 - porosità 5 diam. piastra mm. 95
258524 X* porosità 1 - 2 - 3 diam. piastra mm. 120
258523 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 120
258524 5 - porosità 5 diam. piastra mm. 120
258526 X* porosità 1 - 2 - 3 diam. piastra mm. 175
258526 4 - porosità 4 diam. piastra mm. 175
* sostituire la X con la porosità desiderata




■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti gocciolatori cilindrici vetro duran - tappo plastica - rubinetto teflon cono sul gambo - graduati - con compensatore di pressione



150630 - ml. 50 - 2 coni 14/23
150630S - ml. 50 - 2 coni 14/23 - CON RUB. SPILLO
150632 - ml. 100 - 2 coni 14/23
150632S - ml. 100 - 2 coni 14/23 - CON RUB. SPILLO
150634 - ml. 250 - 2 coni 29/32
150634S - ml. 250 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO
150635 - ml. 500 - 2 coni 29/32
150635S - ml. 500 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO
150636 - ml. 1000 - 2 coni 29/32
150636S - ml. 1000 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO

Imbuti gocciolatori cilindrici vetro duran - tappo plastica - rubinetto teflon cono sul gambo - non graduati - con compensatore di pressione



150610 - ml. 50 - 2 coni 14/23
150610S - ml. 50 - 2 coni 14/23 - CON RUB. SPILLO
150612 - ml. 100 - 2 coni 14/23
150612S - ml. 100 - 2 coni 14/23 - CON RUB. SPILLO
150614 - ml. 250 - 2 coni 29/32
150614S - ml. 250 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO
150615 - ml. 500 - 2 coni 29/32
150615S - ml. 500 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO
150616 - ml. 1000 - 2 coni 29/32
150616S - ml. 1000 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO
150617 - ml. 2000 - 2 coni 29/32
150617S - ml. 2000 - 2 coni 29/32 - CON RUB. SPILLO



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 67/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti gocciolatori cilindrici vetro duran - tappo plastica - rubinetto teflon cono sul gambo - graduati



150430 - ml. 50 - 2 coni 14/23
150432 - ml. 100 - 2 coni 14/23
150434 - ml. 250 - 2 coni 29/32
150435 - ml. 500 - 2 coni 29/32
150436 - ml. 1000 - 2 coni 29/32

Imbuti gocciolatori sferici vetro duran tappo plastica - rub. teflon - cono sul gambo



150310 - ml. 50 - 2 coni 14/23
150312 - ml. 100 - 2 coni 19/26
150314 - ml. 250 - 2 coni 29/32
150315 - ml. 500 - 2 coni 29/32
150316 - ml. 1000 - 2 coni 29/32
150317 - ml. 2000 - 2 coni 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 68/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti gocciolatori sferici vetro duran tappo plastica - rub. teflon - cono sul gambo - graduati

150430 - ml. 50 - 2 coni 14/23



Imbuti gocciolatori sferici vetro duran tappo plastica - rub. teflon - cono sul gambo non graduati

150410 - ml. 50 - 2 coni 14/23

150412 - ml. 100 - 2 coni 14/23

150414 - ml. 250 - 2 coni 29/32

150415 - ml. 500 - 2 coni 29/32

150416 - ml. 1000 - 2 coni 29/32

150417 - ml. 2000 - 2 coni 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 69/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti originali duran gambo corto



2135123 - diam. sup. mm. 35
2135128 - diam. sup. mm. 45
2135133 - diam. sup. mm. 55
2135138 - diam. sup. mm. 70
2135141 - diam. sup. mm. 80
2135146 - diam. sup. mm. 100

2135151 - diam. sup. mm. 120
2135157 - diam. sup. mm. 150
2135159 - diam. sup. mm. 180
2135161 - diam. sup. mm. 200
2135166 - diam. sup. mm. 250
2135169 - diam. sup. mm. 300

Imbuti per crogioli filtranti forma campanella - vetro borosilicato



1050060 - diam. sup. mm. 60
1050070 - diam. sup. mm. 70
1050130 - diam. sup. mm. 130



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 70/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti separatori cilindrici - vetro duran tappo in plastica - rub. teflon - graduati



150230 - ml. 50 - cono 14/23
150232 - ml. 100 - cono 14/23
150234 - ml. 250 - cono 29/32
150235 - ml. 500 - cono 29/32
150236 - ml. 1000 - cono 29/32

Imbuti separatori cilindrici - vetro duran tappo in plastica - rub. teflon - non graduati



150210 - ml. 50 - cono 14/23
150212 - ml. 100 - cono 14/23
150214 - ml. 250 - cono 29/23
150215 - ml. 500 - cono 29/32
150216 - ml. 1000 - cono 29/32
150217 - ml. 2000 - cono 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 71/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti separatori sferici - vetro duran tappo in plastica - rubinetto teflon



150110 - ml. 50 - cono 19/26
150112 - ml. 100 - cono 19/26
150114 - ml. 250 - cono 29/32
150115 - ml. 500 - cono 29/32
150116 - ml. 1000 - cono 29/32
150117 - ml. 2000 - cono 29/32
150118 - ml. 3000 - cono 29/32

Imbuti separatori tipo Squibb - vetro duran rubinetto teflon - tappo plastica



1510114 - ml. 250 - cono 19/26
1510115 - ml. 500 - cono 29/32
1510116 - ml. 1000 - cono 29/32
1510117 - ml. 2000 - cono 29/32



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti vetro borosilicato - gambo corto



1030035 - diam. sup. mm. 35
1030045 - diam. sup. mm. 45
1030055 - diam. sup. mm. 55
1030070 - diam. sup. mm. 70

1030080 - diam. sup. mm. 80
1030100 - diam. sup. mm. 100
1030125 - diam. sup. mm. 125

Imbuti vetro borosilicato - gambo lungo



1020055 - diam. sup. mm. 55
1020080 - diam. sup. mm. 80
1020100 - diam. sup. mm. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 73/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Imbuti vetro borosilicato per solidi con cono



- 126201 - diam. sup. mm. 75 - cono 14/23
- 126202 - diam. sup. mm. 75 - cono 29/32
- 126203 - diam. sup. mm. 100 - cono 24/29
- 126204 - diam. sup. mm. 100 - cono 29/32
- 126205 - diam. sup. mm. 120 - cono 29/32
- 126206 - diam. sup. mm. 150 - cono 29/32

Imbuti vetro borosilicato per solidi senza cono - gambo largo



- 127201 - diam. sup. mm. 75
- 127202 - diam. sup. mm. 100
- 127203 - diam. sup. mm. 120
- 127204 - diam. sup. mm. 150



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 74/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

LASTRE VETRO



Manometri ad aria libera - con tubo ad "U" - scala metallo spostabile grad. in mm. - divisa in 2 sez



0127MAN10 - ampiezza scala mm. 100
0127MAN20 - ampiezza scala mm. 200
0127MAN30 - ampiezza scala mm. 300
0127MAN40 - ampiezza scala mm. 400
0127MAN50 - ampiezza scala mm. 500
0127MAN60 - ampiezza scala mm. 600
0127MAN80 - ampiezza scala mm. 800
0127MAN100 - ampiezza scala mm. 1000
0127MAN150 - ampiezza scala mm. 1500
0127MAN200 - ampiezza scala mm. 2000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 75/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Matracci kohlrausch



122001 - ml. 50
122002 - ml. 100
122003 - ml. 200

Matracci per analisi perfosfati



1212001 - ml. 50 + 10 div. 1/10 - CON ORLO
1212005 - ml. 100 + 10 div. 1/10 - CON ORLO
1213001 - ml. 50 + 10 div. 1/10 - CON ORLO
1213005 - ml. 100 + 10 div. 1/10 - CON ORLO



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 76/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Matracci per analisi polarimetriche a due tare




1211001 - ml. 50 - 55

1211005 - ml. 100 - 110

1211010 - ml. 200 - 220

Matracci Saybolt tarati ml. 60

1217001 - ml. 60





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 77/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Matracci tarati - classe A - con tappo in plastica



2822152 - ml. 5 - cono 7/16
2822153 - ml. 5 - cono 10/19
2822160 - ml. 10 - cono 7/16
2822161 - ml. 10 - cono 10/19
2822165 - ml. 20 - cono 10/19
2822170 - ml. 25 - cono 10/19
2822175 - ml. 50 - cono 12/21
2822178 - ml. 50 - cono 14/23
2822180 - ml. 100 - cono 12/21

2822181 - ml. 100 - cono 14/23
2822185 - ml. 200 - cono 14/23
2822186 - ml. 250 - cono 14/23
2822190 - ml. 500 - cono 19/26
2822193 - ml. 1000 - cono 24/29
2822194 - ml. 2000 - cono 29/32
2822197 - ml. 5000 - cono 34/35
2822198 - ml. 10000 - cono 45/40

Matracci tarati - classe A - triangolari con tappo in plastica



2960133 - ml. 1 - cono 7/16
2960140 - ml. 2 - cono 7/16
2960152 - ml. 5 - cono 7/16
2960160 - ml. 10 - cono 7/16



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 78/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Matracci tarati - classe A - vetro giallo - con tappo in plastica



2640152 - ml. 5 - cono 7/16
2640153 - ml. 5 - cono 10/19
2640160 - ml. 10 - cono 7/16
2640161 - ml. 10 - cono 10/19
2640165 - ml. 20 - cono 10/19
2640170 - ml. 25 - cono 10/19
2640178 - ml. 50 - cono 14/23
2640181 - ml. 100 - cono 14/23
2640185 - ml. 200 - cono 14/23
2640186 - ml. 250 - cono 14/23
2640190 - ml. 500 - cono 19/26
2640193 - ml. 1000 - cono 24/29
2640194 - ml. 2000 - cono 29/32

Matracci tarati - classe B - con tappo in plastica



1210001 - ml. 1 - cono 7/16
1210002 - ml. 2 - cono 7/16
1210003 - ml. 3 - cono 7/16
1210004 - ml. 5 - cono 10/19
1210006 - ml. 10 - cono 10/19
1210007 - ml. 15 - cono 10/19
1210008 - ml. 20 - cono 10/19
1210009 - ml. 25 - cono 10/19
1210010 - ml. 50 - cono 12/21

1210011 - ml. 100 - cono 12/21
1210012 - ml. 100 - cono 14/23
1210013 - ml. 200 - cono 14/23
1210014 - ml. 250 - cono 14/23
1210015 - ml. 500 - cono 19/26
1210016 - ml. 1000 - cono 24/29
1210017 - ml. 2000 - cono 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 79/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Matracci tarati - classe B - vetro giallo - con tappo in plastica



1216004 - ml. 5 - cono 10/19
1216006 - ml. 10 - cono 10/19
1216008 - ml. 20 - cono 10/19
1216009 - ml. 25 - cono 10/19
1216010 - ml. 50 - cono 12/21
1216011 - ml. 100 - cono 12/21
1216012 - ml. 100 - cono 14/23
1216013 - ml. 200 - cono 14/23
1216014 - ml. 250 - cono 14/23

Micropipettatrice hirschmann per capillari - completa di due adattatori 1 - 50 e 100 - 200 microlitri

9609900





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Navicelle in vetro per pesate



191505 - diam. apertura mm. 25 - lung. apertura mm. 35
191510 - diam. apertura mm. 25 - lung. apertura mm. 55
191512 - diam. apertura mm. 32 - lung. apertura mm. 40
191515 - diam. apertura mm. 32 - lung. apertura mm. 68
191520 - diam. apertura mm. 35 - lung. apertura mm. 50

Omogeneizzatori di potter - solo provetta



OMOG2 - ml. 2
OMOG5 - ml. 5
OMOG10- ml. 10

VEDI ANCHE PISTONI

OMOGP15 - ml. 15
OMOGP30 - ml. 30
OMOGP50 - ml. 50



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palline in vetro (sferette)



100052 - diam. mm. 2
100053 - diam. mm. 3
100054 - diam. mm. 4
100055 - diam. mm. 5
100056 - diam. mm. 6

Pallone per evaporatore fondo tondo con giunto sferico - vetro duran



giunto sferico
175301 - ml. 50 - 29/15
175302 - ml. 50 - 35/20
175303 - ml. 100 - 29/15
175304 - ml. 100 - 35/20
175305 - ml. 250 - 29/15
175306 - ml. 250 - 35/20
175307 - ml. 500 - 29/15
175308 - ml. 500 - 35/20
175309 - ml. 1000 - 29/15
175310 - ml. 1000 - 35/20
175311 - ml. 2000 - 29/15
175312 - ml. 2000 - 35/20

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pallone per evaporatore forma a pera con cono



175201 - ml. 50 - cono 29/32
175202 - ml. 100 - cono 29/32
175203 - ml. 250 - cono 29/32
175204 - ml. 500 - cono 29/32
175205 - ml. 1000 - cono 29/32
175206 - ml. 6000 - cono 29/32

Palloni a forma di cuore con cono - vetro duran



122201 - ml. 10 cono 14/23
122202 - ml. 25 cono 14/23
122203 - ml. 50 cono 14/23
122204 - ml. 50 cono 29/32
122205 - ml. 100 cono 14/23
122206 - ml. 100 cono 29/32
122207 - ml. 250 cono 29/32
122208 - ml. 500 cono 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 83/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni kjeldhal con cono - vetro duran



125001 - ml. 30 cono 19/26
125002 - ml. 50 cono 19/26
125003 - ml. 100 cono 19/26
125004 - ml. 100 cono 24/29
125005 - ml. 150 cono 19/26
125006 - ml. 150 cono 25/29
125007 - ml. 250 cono 29/32
125008 - ml. 300 cono 29/32
125009 - ml. 500 cono 29/32
125010 - ml. 800 cono 29/32
125011 - ml. 1000 cono 29/32

Palloni kjeldhal con giunto sferico - vetro duran



125101 - ml. 30 giunto sferico 19/9
125102 - ml. 50 giunto sferico 29/15
125103 - ml. 100 giunto sferico 29/15
125104 - ml. 150 giunto sferico 29/15
125105 - ml. 250 giunto sferico 29/15
125106 - ml. 300 giunto sferico 29/15
125107 - ml. 500 giunto sferico 35/20
125108 - ml. 800 giunto sferico 35/20
125109 - ml. 1000 giunto sferico 35/20



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 84/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni per distillazione con cono 29/32 - vetro duran



125410 - ml. 250
125411 - ml. 500
125412 - ml. 1000
125413 - ml. 2000

Palloni per distillazione orlo svasato - vetro duran



125401 - ml. 250
125402 - ml. 500
125403 - ml. 1000
125404 - ml. 2000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 85/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni per distillazione secondo le norme astm E133 - vetro duran



- 125601 - ml. 100 - braccio diam. 6 - lungh. 100 mm.
- 125602 - ml. 125 - braccio diam. 7 - lungh. 100 mm.
- 125603 - ml. 200 - braccio diam. 7 - lungh. 127 mm.
- 125604 - ml. 250 - braccio diam. 6 - lungh. 100 mm.

Palloni secondo Claisen con Vigreux coni maschio e femmina 14/23 - vetro duran



- 126101 - ml. 10
- 126102 - ml. 25
- 126103 - ml. 50
- 126104 - ml. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 86/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni secondo claisen coni maschio e femmina 14/23 - vetro duran



126001 - ml. 10
126002 - ml. 25
126003 - ml. 50
126004 - ml. 100

Palloni vetro duran fondo piano ad un cono



120101 - ml. 5 cono 14/23
120102 - ml. 10 cono 14/23
120103 - ml. 25 cono 14/23
120104 - ml. 50 cono 14/23
120107 - ml. 50 cono 29/32
120108 - ml. 100 cono 14/23
120111 - ml. 100 cono 29/32
120125 - ml. 150 cono 29/32
120112 - ml. 250 cono 29/32
120113 - ml. 500 cono 29/32
120114 - ml. 1000 cono 29/32
120115 - ml. 2000 cono 29/32
120116 - ml. 3000 cono 29/32
120117 - ml. 4000 cono 29/32
120118 - ml. 4000 cono 45/40
120119 - ml. 5000 cono 29/32
120120 - ml. 5000 cono 45/40
120121 - ml. 6000 cono 29/32
120122 - ml. 6000 cono 45/40
120123 - ml. 10000 cono 29/32
120124 - ml. 10000 cono 45/40



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni vetro duran fondo sferico ad un collo centr. e due colli lat. dritti o angolato



codice - capacità - cono centr. - cono laterale*

120701 - ml. 50 - 14/23 - 14/23

120702 - ml. 50 - 29/32 - 14/23

120703 - ml. 100 - 14/23 - 14/23

120704 - ml. 100 - 29/32 - 14/23

120705 - ml. 250 - 29/32 - 14/23

120706 - ml. 250 - 29/32 - 29/32

120707 - ml. 500 - 29/32 - 14/23

120708 - ml. 500 - 29/32 - 29/32

120709 - ml. 1000 - 29/32 - 14/23

120710 - ml. 1000 - 29/32 - 29/32

120711 - ml. 2000 - 29/32 - 14/23

120712 - ml. 2000 - 29/32 - 29/32

120713 - ml. 3000 - 29/32 - 29/32

120714 - ml. 3000 - 45/40 - 29/32

120715 - ml. 4000 - 29/32 - 29/32

120716 - ml. 4000 - 45/40 - 29/32

120717 - ml. 5000 - 29/32 - 29/32

120718 - ml. 5000 - 45/40 - 29/32

120719 - ml. 6000 - 29/32 - 29/32

120720 - ml. 10000 - 29/32 - 29/32

* specificare se dritto o angolato e se di un'altra misura

Palloni vetro duran fondo sferico ad un collo centr. e quattro colli dritti o angolati

codice - capacità - cono centr. coni laterali (4)*

120103 - ml. 500 - 29/32 - 29/32

120105 - ml. 1000 - 29/32 - 29/32

120107 - ml. 2000 - 29/32 - 29/32

120109 - ml. 3000 - 29/32 - 29/32

120111 - ml. 4000 - 29/32 - 29/32

120113 - ml. 5000 - 29/32 - 29/32

120114 - ml. 6000 - 29/32 - 29/32

120115 - ml. 10000 - 29/32 - 29/32

* specificare se dritto o angolato e se di un'altra misura



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 88/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni vetro duran fondo sferico ad un collo centr. e tre colli dritti o angolati



codice - capacità - cono centr. coni laterali (3)*

120901 - ml. 250 - 29/32 - 29/32

120903 - ml. 500 - 29/32 - 29/32

120905 - ml. 1000 - 29/32 - 29/32

120907 - ml. 2000 - 29/32 - 29/32

120909 - ml. 3000 - 29/32 - 29/32

120911 - ml. 4000 - 29/32 - 29/32

120913 - ml. 5000 - 29/32 - 29/32

120914 - ml. 6000 - 29/32 - 29/32

120915 - ml. 10000 - 29/32 - 29/32

* specificare se dritto o angolato e se di un'altra misura

Palloni vetro duran fondo sferico ad un collo centr. ed un collo lat. dritto o angolato



codice - capacità - cono centr. - cono laterale*

120501 - ml. 50 - 14/23 - 14/23

120502 - ml. 50 - 29/32 - 14/23

120503 - ml. 100 - 14/23 - 14/23

120504 - ml. 100 - 29/32 - 14/23

120505 - ml. 250 - 29/32 - 14/23

120506 - ml. 250 - 29/32 - 29/32

120507 - ml. 500 - 29/32 - 14/23

120508 - ml. 500 - 29/32 - 29/32

120509 - ml. 1000 - 29/32 - 14/23

120510 - ml. 1000 - 29/32 - 29/32

120511 - ml. 2000 - 29/32 - 14/23

120512 - ml. 2000 - 29/32 - 29/32

120513 - ml. 3000 - 29/32 - 29/32

120514 - ml. 3000 - 45/40 - 29/32

120515 - ml. 4000 - 29/32 - 29/32

120516 - ml. 4000 - 45/40 - 29/32

120517 - ml. 5000 - 29/32 - 29/32

120518 - ml. 5000 - 45/40 - 29/32

120519 - ml. 6000 - 29/32 - 29/32

120520 - ml. 10000 - 29/32 - 29/32

* specificare se dritto o angolato e se di un'altra misura



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 89/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Palloni vetro duran fondo tondo ad un cono



120201 - ml. 5 cono 14/23
120202 - ml. 10 cono 14/23
120203 - ml. 25 cono 14/23
120204 - ml. 50 cono 14/23
120207 - ml. 50 cono 29/32
120208 - ml. 100 cono 14/23
120211 - ml. 100 cono 29/32
120225 - ml. 150 cono 29/32
120212 - ml. 250 cono 29/32
120213 - ml. 500 cono 29/32
120215 - ml. 2000 cono 29/32
120216 - ml. 3000 cono 29/32
120217 - ml. 4000 cono 29/32
120218 - ml. 4000 cono 45/40
120219 - ml. 5000 cono 29/32
120220 - ml. 5000 cono 45/40
120221 - ml. 6000 cono 29/32
120222 - ml. 6000 cono 45/40
120223 - ml. 10000 cono 29/32
120224 - ml. 10000 cono 45/40
120214 - ml. 1000 cono 29/32

Parafilm autosigillante per contenitori da laboratorio - rotoli



1345PAR1 - cm. 5 x 75 mt.
1345PAR2 - cm. 10 x 38 mt.
1345PAR3 - cm. 10 x 75 mt.
1345PAR4 - cm. 50 x 15 mt.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 90/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pennarello per scrivere su vetro e plastica resistente acqua - alcool

cod. 1450001



Pesa acidi di lunge

132301 - senza rubinetto
132302 - con rubinetto





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 91/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pesafiltri forma alta



codice - diam. mm. - alt. mm.

1300201 - 25 - 30

1300202 - 25 - 40

1300203 - 30 - 50

1300205 - 35 - 70


1300206 - 40 - 50

1300207 - 40 - 60

1300208 - 45 - 75

1300209 - 50 - 85

Pesafiltri forma bassa



codice - diam. mm. - alt. mm.

1300103 - 25 - 25

1300104 - 30 - 30

1300105 - 35 - 35

1300106 - 40 - 30

1300107 - 40 - 35

1300108 - 40 - 40

1300109 - 45 - 30

1300110 - 50 - 30

1300111 - 60 - 35

1300112 - 70 - 40

1300113 - 75 - 50

1300114 - 80 - 50

1300115 - 90 - 60

1300116 - 100 - 60



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 92/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Piastra di protezione Ceran



2382153 - mm. 135 x 135

2382157 - mm. 155 x 155

2382158 - mm. 175 x 175

Piastre in porcellana per essicatori

99ESPP090 - diam. mm. 90 - per essicc. diam. mm. 100

99ESPP140 - diam. mm. 140 - per essicc. diam. mm. 150

99ESPP190 - diam. mm. 190 - per essicc. diam. mm. 200

99ESPP240 - diam. mm. 240 - per essicc. diam. mm. 250

99ESPP290 - diam. mm. 290 - per essicc. diam. mm. 300



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Piattini in alluminio con linguetta per pesate



1490045 diam. mm. 45 x h. 12 mm.

1490060 diam. mm. 60 x h. 15 mm.

1490070 diam. mm. 70 x h. 15 mm.

Picnometri con termometro e tubo capillare laterale - non tarati

1132480 - ml. 5

1132481 - ml. 10

1132482 - ml. 25

1132483 - ml. 50

1132484 - ml. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 94/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Picnometri di Gay Lussac con tappo a foro capillare - non tarati



1132402N - ml. 10
1132403N - ml. 25
1132404N - ml. 50
1132405N - ml. 100

Picnometri di Gay Lussac con tappo a foro capillare - tarati



1132401 - ml. 5
1132402 - ml. 10
1132403 - ml. 25
1132404 - ml. 50
1132405 - ml. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 95/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Picnometri di Hubbard



1132440 - ml. 24 - forma cilindrica

1132445 - ml. 25 - forma conica

Picnometri di Regnault per solidi con tappo



1132430 - ml. 5

1132431 - ml. 10


1132432 - ml. 25

1132433 - ml. 50

1132434 - ml. 100

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Picnometri di Regnault per solidi senza tappo



1132420 - ml. 5
1132421 - ml. 10
1132422 - ml. 25
1132423 - ml. 50
1132424 - ml. 100

Picnometri per analisi terreni tappo con tubetto capillare



1132460 - ml. 100 cono 29/32
1132461 - ml. 250 cono 34/35
1132462 - ml. 500 cono 40/38
1132463 - ml. 1000 cono 45/40
1132464 - ml. 2000 cono 45/40



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 97/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pinze aggraffatrici manuali per ghiere



PINZ02 - a leve parallele per aggraffare ghiere su flaconi con bocca diam. est. 8 - 11 - 13 - 20 - 29

Specificare diametro desiderato

Pinze decapsulatrici manuali per ghiere



PINZ01 - per aprire ghiere in alluminio su flaconi con bocca a fascetta di est. mm. 8 - 11 - 13 - 20 - 29

Specificare diametro desiderato



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 98/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette contaglobuli



6227135 - per globuli bianchi div. 1/100

6227136 - per globuli rossi div. 1/100

6227137 - bocchini plastica colorati

Pipette graduate con spazio morto grad. classe B



120101 - ml. 0,1 div. 1/1000

120103 - ml. 0,2 div. 1/1000

120106 - ml. 0,5 div. 1/100

120111 - ml. 1 div. 1/100

120116 - ml. 2 div. 1/100

120123 - ml. 5 div. 1/10

120128 - ml. 10 div. 1/10

120131 - ml. 20 div. 1/10

120133 - ml. 25 div. 1/10

120135 - ml. 50 div. 1/10



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette graduate con spazio morto grad.classe A



H1100229 - ml. 0,5 div. 1/100 (0,01)
H1100233 - ml. 1 div. 1/100 (0,01)
H1100235 - ml. 1 div. 1/10 (0,1)
H1100240 - ml. 2 div. 1/100 (0,01)
H1100241 - ml. 2 div. 1/50 (0,02)
H1100242 - ml. 2 div. 1/10 (0,1)
H1100248 - ml. 3 div. 1/50 (0,02)
H1100253 - ml. 5 div. 1/20 (0,05)
H1100254 - ml. 5 div. 1/10 (0,1)
H1100260 - ml. 10 div. 1/10 (0,1)
H1100265 - ml. 20 div. 1/10 (0,1)
H1100270 - ml. 25 div. 1/10 (0,1)
H1100275 - ml. 50 div. 1/5 (0,2)

Pipette graduate fino alla punta con stantuffo



1206501 - ml. 0,5 div. 1/100
1206505 - ml. 1 div. 1/100
1206510 - ml. 2 div. 1/100
1206520 - ml. 5 div. 1/10
1206525 - ml. 10 div. 1/10
1206530 - ml. 20 div. 1/10
1206535 - ml. 25 div. 1/10
1206540 - ml. 50 div. 1/10



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette graduate fino alla punta graduazione classe A



H1100114	- ml. 0,1 div. 1/1000 (0,001)
H1100120	- ml. 0,2 div. 1/1000 (0,001)
H1100129	- ml. 0,5 div. 1/100 (0,01)
H1100133	- ml. 1 div. 1/100 (0,01)
H1100135	- ml. 1 div. 1/10 (0,1)
H1100140	- ml. 2 div. 1/100 (0,01)
H1100141	- ml. 2 div. 1/50 (0,02)
H1100142	- ml. 2 div. 1/10 (0,1)
H1100148	- ml. 3 div. 1/50 (0,02)
H1100153	- ml. 5 div. 1/20 (0,05)
H1100154	- ml. 5 div. 1/10 (0,1)
H1100160	- ml. 10 div. 1/10 (0,1)
H1100165	- ml. 20 div. 1/10 (0,1)
H1100170	- ml. 25 div. 1/10 (0,1)
H1100175	- ml. 50 div. 1/5 (0,2)

Pipette graduate fino alla punta graduazione classe B



120001	- ml. 0,1 div. 1/1000
120003	- ml. 0,2 div. 1/1000
120006	- ml. 0,5 div. 1/100
120011	- ml. 1 div. 1/100
120016	- ml. 2 div. 1/100
120023	- ml. 5 div. 1/10
120028	- ml. 10 div. 1/10
120031	- ml. 20 div. 1/10
120033	- ml. 25 div. 1/10
120035	- ml. 50 div. 1/10



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette Pasteur vetro



6227150 - tipo corto (lugh. tot. 150 mm.)

6227230 - tipo lungo (lugh. tot. 230 mm.)

Pipette per prelievo campioni gas - svl15 centrale completo di tappo chiuso e guarniz. in ptfe - due rub. teflon ad attacchi capillare

140410 - ml. 100

140411 - ml. 250

140412 - ml. 500

140413 - ml. 1000

140414 - ml. 2000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 102/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette per prelievo campioni gas - svl15 centrale completo di tappo chiuso e guarniz. in ptfe - due rub. teflon ad attacchi capillare

140410 - ml. 100

140411 - ml. 250

140412 - ml. 500

140413 - ml. 1000

140414 - ml. 2000

Pipette per prelievo campioni gas con due rubinetti teflon ad attacchi capillare

140401 - ml. 100

140402 - ml. 250

140403 - ml. 500

140404 - ml. 1000

140405 - ml. 2000





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 103/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette per prelievo campioni gas con due rubinetti teflon ad attacchi capillare



140401 - ml. 100

140402 - ml. 250

140403 - ml. 500

140404 - ml. 1000

140405 - ml. 2000

Pipette tarate a due tratti taratura classe A



H1340229 - ml. 0,5

H1340233 - ml. 1

H1340440 - ml. 2

H1340248 - ml. 3

H1340250 - ml. 4

H1340255 - ml. 5

H1340260 - ml. 10

H1340264 - ml. 15

H1340265 - ml. 20

H1340270 - ml. 25

H1340275 - ml. 50

H1340280 - ml. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 104/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette tarate ad un tratto taratura classe A



H1340129 - ml. 0,5
H1340133 - ml. 1
H1340139 - ml. 1,5
H1340140 - ml. 2
H1340145 - ml. 2,5
H1340148 - ml. 3
H1340150 - ml. 4
H1340155 - ml. 5
H1340156 - ml. 6
H1340157 - ml. 7
H1340158 - ml. 8
H1340159 - ml. 9
H1340160 - ml. 10
H1340164 - ml. 15
H1340165 - ml. 20
H1340170 - ml. 25
H1340173 - ml. 30
H1340174 - ml. 40
H1340175 - ml. 50
H1340180 - ml. 100
H1340185 - ml. 200

Pipette tarate due tratti taratura classe B



120502 - ml. 0,5
120503 - ml. 1
120504 - ml. 2
120506 - ml. 3
120507 - ml. 5
120508 - ml. 10
120509 - ml. 15
120512 - ml. 20
120514 - ml. 25
120517 - ml. 50
120524 - ml. 100



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pipette tarate un tratto taratura classe B



120302 - ml. 0,5
120303 - ml. 1
120304 - ml. 2
120306 - ml. 3
120307 - ml. 5
120308 - ml. 10
120309 - ml. 15
120312 - ml. 20
120314 - ml. 25
120317 - ml. 50
120324 - ml. 100

Pipettoni in vetro per prelievo da fusti

990013 - diam. est. 30 mm. - lungh. 1000/1200 mm.
990014 - diam. est. 26 mm. - lungh. 800/1000 mm.
990015 - diam. est. 20 mm. - lungh. 600/800 mm.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 106/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Pistoni in acciaio con parte terminale in ptfe per omogeneizzatori di potter



OMOGP2 - ml. 2

OMOGP5 - ml. 5

OMOGP10-ml10

OMOGP15 - ml. 15

OMOGP30 - ml. 30

OMOGP50 - ml. 50

vedi anche OMOGENEIZZATORI

Pompe per vuoto in vetro



cod. 1413001

<https://www.montreparfait.fr>>fausse rolex



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 107/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Propipette gomma rossa tre valvole

cod. 9290197



Provette (campanelle) di Durham



codice - diam. est. corpo - alt. tot

1160002 - mm. 6 - mm. 60

1160004 - mm. 7 - mm. 50

1160001 - mm. 7 - mm. 70

1160005 - mm. 8 - mm. 30

1160010 - mm. 8 - mm. 35

1160012 - mm. 8 - mm. 50

1160015 - mm. 8 - mm. 60

1160017 - mm. 10 - mm. 35

1160020 - mm. 10 - mm. 50

1160030 - mm. 10 - mm. 75



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette analisi - vetro leggero - con orlo



codice - diam. est. corpo - alt. tot
129610100 - mm. 10 - mm. 100
129612100 - mm. 12 - mm. 100
129612120 - mm. 12 - mm. 120
129614140 - mm. 14 - mm. 140
129616100 - mm. 16 - mm. 100
129616160 - mm. 16 - mm. 160
129618180 - mm. 18 - mm. 180
129620200 - mm. 20 - mm. 200

Provette con pallino colorato

1150005 - diam. est. mm. 11 h. tot. mm. 80
1150010 - diam. est. mm. 12 h. tot. mm. 75
1150015 - diam. est. mm. 12 h. tot. mm. 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 109/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette con presa per vuoto

990022 - (specificare diam. est. e altezza tot.)



Provette in vetro - batteriologia - senza orlo



codice - diam. est. corpo - alt. tot
12921275 - mm. 12 - mm. 75
129210100 - mm. 10 - mm. 100
129212100 - mm. 12 - mm. 100
129212120 - mm. 12 - mm. 120
129214100 - mm. 14 - mm. 100
129214140 - mm. 14 - mm. 140
129215100 - mm. 15 - mm. 100
129216100 - mm. 16 - mm. 100
129216160 - mm. 16 - mm. 160
129218180 - mm. 18 - mm. 180
129220200 - mm. 20 - mm. 200
129225200 - mm. 25 - mm. 200
129230200 - mm. 30 - mm. 200



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 110/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette secondo norme Astm ml. 100



1218000 - forma conica

1218005 - forma a pera

Provette vetro centrifuga coniche graduate



131016105 - ml. 10

131017115 - ml. 15



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 111/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette vetro centrifuga coniche graduate con cono e tappo plastica



1309M16110 - ml. 10

1309M17120 - ml. 15

Provette vetro centrifuga coniche non grad. con cono e tappo plastica



1306M16105 - diam. est. mm. 16 - h. corpo mm. 105 - ml. 10

1306M17110 - diam. est. mm. 17 - h. corpo mm. 110 - ml. 15



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 112/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Provette vetro centrifuga coniche non graduate



130416105 - diam. est. mm. 16 - h. mm. 105 - ml. 10

130417110 - diam. est. mm. 17 - h. mm. 110 - ml. 15

Provette vetro con tappo a vite autoclavabile



codice - diam. est. corpo - alt. tot

1636/24M - mm. 14 - mm. 100

1636/26M - mm. 16 - mm. 100

1636/30M - mm. 16 - mm. 160

1636/32M - mm. 18 - mm. 100

1636/34M - mm. 18 - mm. 180

1636/36M - mm. 20 - mm. 100

1636/38M - mm. 20 - mm. 200

1636/10M - mm. 22 - mm. 200

1636/42M - mm. 26 - mm. 100

1636/44M - mm. 26 - mm. 200



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 113/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette vetro con un segno di taratura



130707 - taratura ml. 5
130708 - taratura ml. 10
130712 - taratura ml. 20
130714 - taratura ml. 25


Provette vetro coniche non graduate

130416105 - dam. est. mm. 16 - h. mm. 105 - ml. 10
130417110 - dam. est. mm. 17 - h. mm. 110 - ml. 15




■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette vetro graduate - con cono e tappo in plastica -fondo tondo



1300835-ml.10-div.1/10-cono 12/21
1300836-ml.15-div.1/10-cono 14/23
1300837-ml.20-div.1/10-cono 14/23
1300838-ml.25-div.1/10-cono 14/23
1300840-ml.50-div.1/2-cono 24/29

Provette vetro graduate - orlo dritto -fondo tondo




1300855-ml.10-div.1/10-diam.16x100
1300856-ml.15-div.1/10-diam.18x125
1300857-ml.20-div.1/10-diam.20x200
1300858-ml.25-div.1/10-diam.26x200
1300860-ml.50-div.1/2-diam.30x200




■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provette vetro non graduate - con cono e tappo plastica - fondo tondo



1300802-diam.14x140-cono 10/19
1300803-diam.16x100-cono 12/21
1300804-diam.16x100-cono 14/23
1300805-diam.16x160-cono 12/21
1300806-diam.16x160-cono 14/23
1300807-diam.18x180-cono 14/23
1300808-diam.20x200-cono 14/23
1300809-diam.26x200-cono 19/26
1300810-diam.30x200-cono 24/29

Provettoni con imboccatura strozzata



175801 - diam. est. mm. 48 h. tot. 260 mm.



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Provettoni vetro per centrifuga fondo tondo

1300701 - diam. est. mm. 12 h. mm. 100
1300702 - diam. est. mm. 16 h. mm. 100
1300703 - diam. est. mm. 24 h. mm. 100
1300704 - diam. est. mm. 34 h. mm. 100
1300705 - diam. est. mm. 40 h. mm. 115
1300706 - diam. est. mm. 44 h. mm. 100
1300707 - diam. est. mm. 56 h. mm. 147

Raccordi adattatori o di riduzione



1112101 - cono maschio 19/26 - cono femmina 14/23
1112102 - cono maschio 24/29 - cono femmina 14/23
1112103 - cono maschio 24/29 - cono femmina 19/26
1112104 - cono maschio 29/32 - cono femmina 14/23
1112105 - cono maschio 29/32 - cono femmina 19/26
1112106 - cono maschio 29/32 - cono femmina 24/29
1112107 - cono maschio 34/35 - cono femmina 19/26
1112108 - cono maschio 34/35 - cono femmina 24/29
1112109 - cono maschio 34/35 - cono femmina 29/32
1112110 - cono maschio 45/40 - cono femmina 29/32
1112111 - cono maschio 45/40 - cono femmina 34/35



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 117/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi di claysen

1958 - di claysen - 1 cono femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32 1 cono femmina 29/32

Raccordi di espansione



1112201 - cono maschio 14/23 - cono femmina 19/26
1112202 - cono maschio 14/23 - cono femmina 24/29
1112203 - cono maschio 14/23 - cono femmina 29/32
1112204 - cono maschio 19/26 - cono femmina 24/29
1112205 - cono maschio 19/26 - cono femmina 29/32
1112206 - cono maschio 19/26 - cono femmina 34/35
1112207 - cono maschio 24/29 - cono femmina 29/32
1112208 - cono maschio 24/29 - cono femmina 34/35
1112209 - cono maschio 29/32 - cono femmina 34/45
1112210 - cono maschio 29/32 - cono femmina 45/40



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 118/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi dritti con doppio portagomma



- 1150401 - diam. portagomma mm. 8
- 1150402 - diam. portagomma mm. 9
- 1150403 - diam. portagomma mm. 10
- 1150404 - diam. portagomma mm. 11
- 1150405 - diam. portagomma mm. 12



Raccordi per distillazione con colonna di Vigreux

- 1381 - con colonna di vigreux - 2 coni maschi 29/32 1 cono femmina sup. 14/23 (specificare lugh. di vigreux)





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 119/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi per distillazione con colonna di Vigreux

1391 - con colonna di Vigreux - 2 cono maschi 29/32 2 coni femmina sup. 14/23 (specificare lungh. vigreux)



Raccordi per distillazione cono femmina

1966 - un cono femmina 14/23 - due coni maschi 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 120/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi per distillazione due coni maschi

1965 - due coni maschi 29/32



Raccordi per distillazione due coni maschi

1967 - due coni maschi 29/32 con bolla paraspruzzi





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 121/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi per raccolta frazioni (porcellino)

1960 - per frazionamento - 4 smerigliature coniche inferiori coni 29/32 o coni 14/23 - completo di raccordo per aspirazione tipo curvato - cono sup. 29/32

Raccordi portatermometro svl15 completi di tappi e guarnizioni



1115501 - cono 14/23
1115502 - cono 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 122/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi vetro a candelabro con quattro coni

1957 - a quattro coni - 3 coni femmina 29/32 - 1 maschio 29/32



Raccordi vetro a candelabro con tre coni

1956 - a tre coni - 2 coni femmina 29/32 - 1 maschio 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 123/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi vetro ad Y con tre coni

1952 - a 3 coni a Y - 2 coni femmina 29/32 - 1 maschio 29/32



Raccordi vetro con tre coni

1950 - a tre coni - 2 coni maschi 29/32 - 1 femmina 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 124/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi vetro con tre coni

1951 - a tre coni - 2 coni femmina 29/32 - 1 maschio 29/32



Raccordi vetro con tre coni

1955 - a tre coni - 1 cono femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 125/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro cono femmina con rubinetto teflon e tubetto dritto

1926 - cono femmina 29/32 o 14/23 con rub. teflon e tubetto dritto



Raccordi vetro cono femmina con rubinetto teflon e tubetto piegato

1927 - cono femmina 29/32 o 14/23 con rub. teflon e tubetto piegato





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 126/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro cono femmina con tubetto piegato

1922 - cono femmina 29/32 o 14/23 con tubetto piegato



Raccordi vetro cono femmina tubetto dritto

1921 - cono femmina 29/32 o 14/23 con tubetto dritto





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 127/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro cono maschio con rubinetto teflon e tubetto dritto

1923 - cono maschio 29/32 o 14/23 con rub. teflon e tubetto dritto



Raccordi vetro cono maschio con rubinetto teflon e tubetto piegato

1924 - cono maschio 29/32 o 14/23 con rub. teflon e tubetto piegato





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 128/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi vetro cono maschio con rubinetto teflon tubetto piegato e tubetto interno gocciolatore

1925 - cono maschio 29/32 o 14/23 con rub. teflon, tubetto piegato e tubetto interno gocciolatore



Raccordi vetro cono maschio con tubetto dritto

1919 - cono maschio 29/32 o 14/23 con tubetto dritto





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 129/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro cono maschio con tubetto piegato

1920 - cono maschio 29/32 o 14/23 con tubetto piegato



Raccordi vetro cono maschio con tubetto piegato e tubo inferiore pescante

1929 - cono maschio 29/32 o 14/23 con tubetto pieg e tubo inf. pescante





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 130/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro cono maschio con tubetto piegato rubinetto teflon tubo inferiore pescante

1930 - cono maschio 29/32 o 14/23 con tubetto pieg. rubinetto teflon e tubo inf. pescante



Raccordi vetro dritti con due coni e presa per vuoto

1944 - con presa per vuoto - cono femmina 29/32 - maschio 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 131/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro dritti con due coni maschio /femmina

1938 - prolunga dritta - cono femmina 29/32 - cono maschio 29/32



Raccordi vetro paraspruzzi con due coni

1942 - paraspruzzi 2 coni 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 132/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro piegati a 135° con cono maschio sup. e cono femmina inf.

1939 - prolunga piegata 135 gradi - cono femmina 29/32 - maschio 29/32



Raccordi vetro piegati a 75° con cono maschio sup. e cono femmina inf.

1941 - prolunga piegata 75 gradi - cono femmina 29/32 - maschio 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 133/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Raccordi vetro piegati a 75° due coni maschi

1937 - prolunga piegata 75 gradi - 2 coni maschi 29/32



Raccordi vetro piegati a 90° con cono maschio sup. e cono femmina inf.

1940 - prolunga piegata 90 gradi - cono femmina 29/32 - maschio 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 134/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Raccordi vetro piegati a 90° con due coni maschi

1936 - prolunga piegata 90 gradi - 2 coni maschi



Raccordi vetro piegati con due coni e presa per vuoto

1947 - con presa per vuoto piegato - cono femmina 29/32 - maschio 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 135/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rad recipiente automatico disinfettanti (mod. brev.9



623701 - vaso in vetro
623702 - imbuto in vetro per detto
623703 - gomma per detto
623704 - coperchio

Reattori cilindrici fondo piano con flangia originale Duran con scanalatura




1133001 - ml. 500 - flangia diam. int.
60 mm. (DN60)
1133002 - ml. 1000 - flangia diam. int. 100 mm. (DN100)
1133003 - ml. 2000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)
1133004 - ml. 5000 - flangia diam. int. 150 mm. (DN150)
1133005 - ml. 10000 - flangia diam. int.
150 mm. (DN150)



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Reattori cilindrici fondo semisferico con flangia originale duran con scanalatura*



- 1133101 - ml. 500 - flangia diam. int. 60 mm. (DN60)
- 1133102 - ml. 1000 - flangia diam. int. 100 mm. (DN100)
- 1133103 - ml. 2000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)
- 1133104 - ml. 5000 - flangia diam. int. 150 mm. (DN150)

Reattori forma cilindrica incamiciati flangia orig. duran con scanalatura fondo piano

- 1133401 - ml. 1000 - flangia diam. int. 100 mm. (DN100)
- 1133402 - ml. 2000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 137/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Reattori forma cilindrica incamiciati flangia orig. duran con scanalatura fondo tondo

1133501 - ml 1000 - diam. int. 100 (DN100)

1133502 - ml 2000 - diam. int. 120 (DN120)

Reattori forma sferica con flangia originale Duran scanalata



1133204 - ml. 1000 - flangia diam. int. 100 mm. (DN100)

1133205 - ml. 2000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)

1133207 - ml. 4000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)

1133208 - ml. 5000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)

1133209 - ml. 6000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)

1133210 - ml. 10000 - flangia diam. int. 150 mm. (DN150)

1133211 - ml. 20000 - flangia diam. int. 150 mm. (DN150)



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 138/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Reattori incamiciati fondo sferico con flangia originale duran scanalata attacchi lat. e rub. di scarico a fungo



- 1133301 - ml. 1000 - flangia diam. int. 100 mm. (DN100)
- 1133302 - ml. 2000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)
- 1133304 - ml. 3000 - flangia diam. int. 120 mm. (DN120)
- 1133303 - ml. 5000 - flangia diam. int. 150 mm. (DN150)

Refrigerante a bolle estrattori Soxhlet



- 170201 - per corpi ml. 30 - cono maschio 29/32
- 170202 - per corpi ml. 70 - cono maschio 34/35
- 170203 - per corpi ml. 100 - cono maschio 45/40
- 170204 - per corpi ml. 150 - cono maschio 45/40
- 170205 - per corpi ml. 200 - cono maschio 55/45
- 170206 - per corpi ml. 250 - cono maschio 55/45
- 170207 - per corpi ml. 300 - cono maschio 60/46
- 170208 - per corpi ml. 500 - cono maschio 60/46
- 170209 - per corpi ml. 1000 - cono maschio 71/51
- 170210 - per corpi ml. 2000 - cono maschio 85/55



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 139/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti a bolle con due coni



codice - lungh. mantello - n. bolle - coni

161101 - mm. 200 - 4 - 14/23

161102 - mm. 200 - 4 - 19/26

161103 - mm. 200 - 4 - 29/32

161104 - mm. 300 - 6 - 19/26

161105 - mm. 300 - 6 - 24/29

161106 - mm. 300 - 6 - 29/32

161107 - mm. 400 - 8 - 24/29

161108 - mm. 400 - 8 - 29/32

161109 - mm. 500 - 10 - 29/32

Refrigeranti a canna saldata secondo Liebig con due coni



codice - lungh. mantello - coni

160301 - mm. 200 14/23

160302 - mm. 200 19/26

160303 - mm. 200 29/32

160304 - mm. 300 19/26

160305 - mm. 300 24/29

160306 - mm. 300 29/32

160307 - mm. 400 24/29

160308 - mm. 400 29/32

160309 - mm. 500 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 140/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti a doppia camicia secondo dawies con due coni 29/32

161801 - lungh. mantello mm. 200
161802 - lungh. mantello mm. 300
161803 - lungh. mantello mm. 400
161804 - lungh. mantello mm. 500

Refrigeranti a serpentino secondo Dimroth a doppia circolazione con due coni



161501 - lungh. mantello mm. 200
161502 - lungh. mantello mm. 300
161503 - lungh. mantello mm. 400
161504 - lungh. mantello mm. 500



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 141/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti a serpentino con due coni



codice - lungh. mantello - coni

160701 - mm. 200 14/23

160702 - mm. 200 19/26

160703 - mm. 200 29/32

160704 - mm. 300 19/26

160705 - mm. 300 24/29

160706 - mm. 300 29/32

160707 - mm. 400 24/29

160708 - mm. 400 29/32

160709 - mm. 500 29/32

Refrigeranti ad aria con cono maschio 29/32



161901 - lungh. mantello mm. 500

161902 - lungh. mantello mm. 700

161903 - lungh. mantello mm. 1000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 142/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti con raccordi di distillazione con 1 cono femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32 con presa per vuoto




1113501 - lungh. mantello 200 mm.

1113502 - lungh. mantello 300 mm.

1113503 - lungh. mantello 400 mm.

Refrigeranti con raccordo di distillazione con 1 cono femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32



1113401 - lungh. mantello 200 mm.

1113402 - lungh. mantello 300 mm.

1113403 - lungh. mantello 400 mm.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 143/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti di condensazione (diam. a richiesta)

11352 - cono inferiore 45/40 oppure cono 34/35



Refrigeranti per evaporatore

175001 - con cono laterale 29/32

175101 - con giunto sferico laterale 35/20





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 144/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Refrigeranti secondo Claisen con 2 coni femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32




1113601 - lung. mantello 200 mm.

1113602 - lung. mantello 300 mm.

1113603 - lung. mantello 400 mm.

Refrigeranti secondo claisen con 2 coni femmina 14/23 - 2 coni maschi 29/32 - presa per vuoto



1113701 - lung. mantello 200 mm.

1113702 - lung. mantello 300 mm.

1113703 - lung. mantello 400 mm.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 145/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rubinetti a due vie con due fori diagonali maschio teflon

110901 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.


110902 - cono 19/26 - foro 4 mm.



Rubinetti a due vie con due fori diagonali maschio vetro

110801 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.

110802 - cono 19/26 - foro 4 mm.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 146/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rubinetti a tre vie forma a "T" con maschio in teflon

111301 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.


111302 - cono 19/26 - foro 3 mm.



Rubinetti a tre vie forma a "T" con maschio in vetro

111201 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.

111202 - cono 19/26 - foro 3 mm.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 147/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rubinetti ad una via forma dritta maschio teflon



110301 - cono 12/21 - foro 1,5 / 2 mm.

110302 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.

110303 - cono 19/26 - foro 4 mm.

Rubinetti ad una via forma dritta maschio vetro



110101 - cono 12/21 - foro 1,5 / 2 mm.

110102 - cono 14/23 - foro 2,5 mm.

110103 - cono 19/26 - foro 4 mm.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 148/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rubinetti per evaporatore cono 19/26

175601 - cono 19/26



Rubinetto in vetro con cono per bottiglia mariotte

99R94 - cono 19/26

99R05 - cono 24/29

99R10 - cono 29/32





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 149/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Rubinetto per essicatori cono 29/32

cod 99ESCRUB



Rubinetto sup. per colonne cromatogr.

182501 - con rubinetto a spillo giunto
sfera 35/20

182502 - con rubinetto in teflon giunto sfera 35/20

182601 - con rubinetto a spillo cono maschio 29/32

182602 - con rubinetto in teflon cono maschio 29/32



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 150/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Scatole petri in vetro Anumbra



2290ANU06 - Ø mm. 60
2290ANU08 - Ø mm. 80
2290ANU10 - Ø mm. 100
2290ANU12 - Ø mm. 120
2290ANU15 - Ø mm. 150
2290ANU18 - Ø mm. 180
2290ANU20 - Ø mm. 200

Set di 10 portagomma in ppn per beute e flaconi da vuoto

cod. 2925854





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 151/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Setti per vials

Siringhe in vetro con attacco Luer lock complete di tappo cieco



- 1206601 - ml. 1
- 1206602 - ml. 2
- 1206603 - ml. 3
- 1206604 - ml. 5
- 1206605 - ml. 10
- 1206606 - ml. 20
- 1206607 - ml. 30
- 1206608 - ml. 50
- 1206609 - ml. 100
- 1206610 - ml. 250
- 1206650 - rubinetto 2- 3 vie
- 1206660 - tappo di chiusura



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Sistema di filtrazione tipo millipore



- 1136070 - completo: composto da bicchiere superiore ml. 300, pinza di chiusura e base flangiata con setto poroso (senza tappo silicone)
- 1136071 - bicchiere sup. ml. 300
- 1136072 - base flangiata con setto poroso
- 1136073 - tappo in silicone forato per beute da vuoto lt. 1

Sistema di filtrazione tipo millipore con presa per aspirazione



- 1136080 - completo composto da bicchiere superiore ml. 300, base in vetro con setto poroso cono f. 40/38 con presa di aspirazione e beuta ml. 1000 cono m. 40/38
- 1136081 - bicchiere sup. ml. 300
- 1136082 - base flangiata con setto poroso e cono f. 40/38 con presa di aspirazione
- 1136083 - beuta ml. 1000 con cono maschio 40/38



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 153/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Sostegno per pesate in vetro



Sostegno per piastra Ceran



2907753 - mm. 135 x 135
2907757 - mm. 155 x 155
2907758 - mm. 175 x 175



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 154/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

SPIE IN VETRO

Spruzzatori (nebulizzatori) per cromatografia completo di beuta ml. 300 - cono 29/32

cod. 190580





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 155/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi a vite (blu) per bottiglie duran sterilizzabili fino a 140 gradi

2923912 - filettatura GL25

2923919 - filettatura GL32

2923928 - filettatura GL45




Tappi a vite blu - in PPN resistenti fino a 140° per flaconi e beute duran

2923913 - GL25

2923919 - GL32

2923928 - GL45





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 156/180


■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi a vite forati svl15 per raccordi portatermometri

cod 701 - 41



Tappi a vite neri - SVL - chiusi - con setto interno



14503/13 - svl 13
14503/15 - svl 15
14503/18 - svl 18
14503/20 - svl 20
14503/22 - svl 22
14503/25 - svl 25
14503/30 - svl 30
14503/35 - svl 35
14503/42 - svl 42
14503/60 - svl 60



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 157/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi a vite per vials

Tappi a vite rossi SVS resistenti fino a 180° per flaconi e beute duran

2924008 - GL14
2924011 - GL18
2924013 - GL25
2924019 - GL32
2924028 - GL45





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 158/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi di ricambio per picnometri terreni

1132470 - cono 29/32
1132471 - cono 34/35
1132472 - cono 40/38
1132473 - cono 45/44

Tappi in acciaio inox per chiusura provette



Per provette diam.....codice
.....mm 13.....92005-00013
.....mm 16.....92005-00016
.....mm 18.....92005-00018
.....mm 20.....92005-00020
.....mm 25.....92005-00025
.....mm 38.....92005-00038



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 159/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi in gomma e ghiere per flaconi ipodermico

SGH01 - ghiere alluminio strappo centrale

SGH02 - ghiere alluminio strappo totale

SG01 - tappi in gomma butile



Tappi in gomma e ghiere per flaconi penicillina

BGH01 - ghiere alluminio strappocentrale

BGH02 - ghiere alluminio strappo totale

BG 01 - tappi in gomma butile





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 160/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tappi in metallo per chiusura beute

2901224 - diam. 38 mm - in acciaio
2901324 - diam. 38 mm - in alluminio



Tappi radial cap in alluminio

1374RC12 - Ø mm. 12
1374RC16 - Ø mm. 16
1374RC18 - Ø mm. 18
1374RC20 - Ø mm. 20
1374RC26 - Ø mm. 26
1374RC30 - Ø mm. 30
1374RC42 - Ø mm. 42
1374RC45 - Ø mm. 45





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 161/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Tappi vetro cono smerigliato normalizzato



00011019 - cono 10/18
00011221 - cono 12/21
00011423 - cono 14/23
00011926 - cono 19/26
00012420 - cono 24/29
00012932 - cono 29/32

Tettarelle in lattice

cod TETLA15





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Torchietto manuale ghieratore



TORCH01 - per aggraffare ghiere in alluminio su flaconi con bocca a fascetta diam. est. 20 - 29 -32 mm altre misure a richiesta

Tubi colorimetrici di nessler con fondo ottico - tarati

192201 - una taratura - ml. 50

192202 - una taratura - ml. 100

192203 - due taratura - ml. 50 - 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 163/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi colorimetrici di nessler con fondo ottico - tarati - cono 24/29

- 192301 - una taratura - ml. 50
- 192302 - una taratura - ml. 100
- 192303 - due taratura - ml. 50 - 100

Tubi colorimetrici di Nessler tarati

- 192001 - una taratura - ml. 50
- 192002 - una taratura - ml. 100
- 192003 - due taratura - ml. 50 - 100



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 164/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi colorimetrici di Nessler tarati cono 24/29



192101 - una taratura - ml. 50

192102 - una taratura - ml. 100

192103 - due taratura - ml. 50 - 100

TUBI DI LIVELLO.





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91


info@rdapassoni.it

Pagina 165/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi di Marcusson graduati con fondo conico - 2 coni 29/32

1130713 - ml. 5 - div. 1/20
1130714 - ml. 10 - div. 1/10
1130715 - ml. 25 - div. 1/5



Tubi di Marcusson graduati con rubinetto - 2 coni 29/32

1130723 - ml. 5 - div. 1/20
1130724 - ml. 10 - div. 1/10
1130725 - ml. 25 - div. 1/5





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 166/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials


Tubi di Marcusson graduati con sifone fondo conico - 2 coni 29/32

1130733 - ml. 5 - div. 1/20

1130734 - ml. 10 - div. 1/10

1130735 - ml. 25 - div. 1/5

Tubi di raccordo per evaporatore con 2 coni 29/32 - cod. 175501





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 167/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi in vetro ad "U" semplici



codice - diam mm. - lung. mm. -

1100801 - 10 - 100

1100802 - 12 - 120

1100803 - 14 - 140

1100804 - 16 - 160

1100805 - 18 - 180

1100806 - 20 - 200

TUBI IN VETRO PER SPIE





APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 168/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi per cloruro di calcio con bolla e cono



codice - lung. mm. - cono

1100301 - 100 - 14/23

1100302 - 100 - 29/32

1100303 - 120 - 14/23

1100304 - 120 - 29/32

1100305 - 150 - 14/23

1100306 - 150 - 29/32

1100307 - 200 - 14/23

1100308 - 200 - 29/32


1100309 - 250 - 14/23

1100310 - 250 - 29/32

1100311 - 300 - 14/23

1100312 - 300 - 29/32

Tubi per cloruro di calcio con bolla e portagomma piegato



codice - lung. mm

1100101 - 100

1100102 - 120

1100103 - 150

1100104 - 200


1100105 - 250

1100106 - 300



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi per cloruro di calcio forma a "U" con attacchi laterali a portagomma



codice - diam. mm. - lung. mm.

1100401 - 10 - 100

1100402 - 12 - 120

1100403 - 14 - 140


1100404 - 16 - 160

1100405 - 18 - 180

1100406 - 20 - 200

1100407 - 25 - 250

Tubi per cloruro di calcio forma a "U" con attacchi laterali e tappi vetro smerigliati



codice - diam mm. - lung. mm. - cono

1100501 - 10 - 100 - 10/19

1100502 - 12 - 120 - 10/19

1100503 - 14 - 140 - 12/21

1100504 - 16 - 160 - 14/23

1100505 - 18 - 180 - 14/23

1100506 - 20 - 200 - 14/23



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it


Pagina 170/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Tubi vetro borosilicato lungh. 150 cm



Tubi vetro per filtrazione con setto



2585761 - porosità 1 - ml. 4 - diam. 10 mm.

258574x* - porosità 1/4 - ml. 0,8 - diam. 10 mm.

258575x* - porosità 1/4 - ml. 2 - diam. 10 mm.


258532x* - porosità 1/4 - ml. 30 - diam. 20 mm.

*sostituire la x con la porosità desiderata




■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vacuometro di Bennert



- con manometro vetro e rubinetto montato su sostegno di legno - scala mobile divisa in millimetri - caricato a mercurio
- per pressioni residue da 0 a 130 mm. COD. 0125VC

Vasche per cromatografia con coperchio



1100CROM - per lastre 200 x 200 mm. e
lastre 100x200 con scanalature - coperchio
vetro senza pomo

1101CROM - per lastre 100 x 200 mm. - senza scanalature - coperchio acciaio

1102CROM - per lastre 100 x 100 mm. -
senza scanalature-coperchio acciaio

1103CROM - per lastre 100 x 100 mm-
senza scanalature -coperchio vetro con pomo



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 172/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vaschette per colorazioe vetrini



622956 - orizzontale

622954 - verticale

622960 - orizzontale senza scanalature

622961 - cestello per detto

Vaschette per cromatografia rotonde con coperchio e piede





■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vasetti vetro comune chiaro c/tappo lamierino



codice.....	cap.ml.....	diam.int.bocca.mm.....	alt.vetro.mm.....	diam.vetro.mm.....
BVS01.....	40.....	32.....	50.....	44.....
BVS02.....	100.....	37.....	75.....	52.....
BVS03.....	100.....	42.....	61.....	58.....
BVS04.....	212.....	42.....	111.....	58.....
BVS05.....	212.....	54.....	85.....	68.....
BVS06.....	314.....	54.....	112.....	68.....
BVS07.....	570.....	62.....	142.....	83.....
BVS08.....	570.....	70.....	123.....	90.....
BVS09.....	760.....	70.....	143.....	90.....
BVS10.....	1060.....	70.....	161.....	107.....
BVS12.....	1700.....	60.....	193.....	117.....

Vasi di Dewar senza manico - tipo C



codice - diam. int. mm. - h. int. mm.
81025 - ml. 500 - 57 - 210
81026 - ml. 750 - 57 - 310
81027 - ml. 1250 - 57 - 500
81028 - ml. 800 - 67 - 240
81029 - ml. 1200 - 67 - 350
810210 - ml. 1700 - 67 - 500
810211 - ml. 1000 - 77 - 235
810212 - ml. 1500 - 77 - 345
810213 - ml. 2100 - 77 - 500
810214 - ml. 1500 - 90 - 245
810215 - ml. 2000 - 90 - 340
810216 - ml. 3200 - 90 - 500
810217 - ml. 1500 - 100 - 240
810218 - ml. 2000 - 100 - 290



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 174/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vetri orologio molati




0171040 - diam. mm. 40
0171050 - diam. mm. 50
0171060 - diam. mm. 60
0171070 - diam. mm. 70
0171080 - diam. mm. 80
0171090 - diam. mm. 90
0171100 - diam. mm. 100
0171110 - diam. mm. 110
0171120 - diam. mm. 120
0171125 - diam. mm. 125
0171140 - diam. mm. 140
0171150 - diam. mm. 150

Vetrini al cobalto 26 x 76



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vetrini coprioggetto - spess. mm. 0,13/0,17



021818 - mm. 18 x 18
022020 mm. 20 x 20
022126 mm. 21 x 26
022222 mm. 22 x 22
022424 mm. 24 x 24
022432 mm. 24 x 32
022436 mm. 24 x 36
022440 mm. 24 x 40
022450 mm. 24 x 50
022460 mm. 24 x 60

Vetrini per camere conteggio

032222 - Thoma mm. 22 x 22
032126 - Buerker mm. 21 x 26



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 176/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vetrini porta oggetto mm. 26 x 76



011101 - tipo semplice (solo tagliati)

011103 - tipo a bordi molati

011102 - tipo con fascia sabbiata

011104 - tipo con fascia sabbiata e bordi molati

Vials - setti per tappi a vite -



cod.MS08ST diam.8 x h.1 mm.

cod.MS12ST/B diam.12 x 1,5 mm.

cod.MS13ST diam.13 x 1,5 mm.

cod.MS16ST diam.16 x 1,5 mm.

cod.MS18ST diam.18 x 1,5 mm.

cod.MS22ST1.5 diam. 22 x 1,5 mm.

cod.MS22ST3-EPA diam. 22 x 3 mm.

per filetto 8-425
per filetto 13-425
per filetto 15-425
per filetto 18-400
per filetto 20-400
per filetto 24-400
per filetto 24-400



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vials - tappi a vite chiusi - con e senza setto



cod.B7815-8	setto foam/teflon	filetto 8-425 -polipropilene*
cod.MTVC08CT	setto sughero/teflon	filetto 8-425 -fenolico *
cod.MTVC08BT	setto butile/teflon	filetto 8-425 -fenolico
cod.MTVC08G	setto gomma	filetto 8-425 -fenolico
cod.MTV08	senza setto	filetto 8-425 -fenolico
cod.B7815-13	setto foam/teflon	filetto 13-425-polipropilene*
cod.MTVC13CT	setto sughero/teflon	filetto 13-425-fenolico*
cod.MTVC13BT	setto butile/teflon	filetto 13-425-fenolico
cod.MTVC13G	setto gomma	filetto 13-425-fenolico
cod.MTV13	senza setto	filetto 13-425-fenolico
cod.B7815-15	setto foam/teflon	filetto 15-425-polipropilene*
cod.MTVC15CT	setto sughero/teflon	filetto 15-425-fenolico*
cod.MTVC15BT	setto butile/teflon	filetto 15-425-fenolico
cod.MTVC15G	setto gomma	filetto 15-425-fenolico
cod.MTV15	senza setto	filetto 15-425-fenolico
cod.B7815-18	setto foam/teflon	filetto 18-400-polipropilene*
cod.MTVC18CT	setto sughero/teflon	filetto 18-425-fenolico*
cod.MTVC18BT	setto butile/teflon	filetto 18-425-fenolico
cod.MTVC18G	setto gomma	filetto 18-425-fenolico
cod.MTV18	setto setto	filetto 18-425-fenolico
cod.MTVC20CT	setto sughero/teflon	filetto 20-400-fenolico*
cod.MTVC20BT	setto butile/teflon	filetto 20-400-fenolico
cod.MTVC20G	setto gomma	filetto 20-400-fenolico
cod.MTV20	senza setto	filetto 20-400-fenolico
cod.MTVC24CT	setto sughero/teflon	filetto 24-400-fenolico*
cod.MTVC24BT	setto butile/teflon	filetto 24-400-fenolico
cod.MTVC24G	setto gomma	filetto 24-400-fenolico
cod.MTV24	senza setto	filetto 24-400-fenolico

* NON AUTOCLAVABILE

Vials - tappi a vite forati - senza setto



cod.MTVF08	fenolico	filetto 8-425
cod.MTVF13S	fenolico	filetto 13-425
cod.MTVF15	fenolico	filetto 15-425
cod.MTVF18	fenolico	filetto 18-400
cod.MTVF20/100	fenolico	filetto 20-400
cod.B7950-1A	polipropilene non autocl.	filetto 24-400
cod.MTVF24/100	fenolico	filetto 24-400



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 178/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vials collo a vite - vetro ambrato - senza tappo



cod.MVV1232A	ml.1,8	diam.12x32 mm
cod.MVV1545A	ml.4	diam.15x45 mm
cod.MFV006BAL	ml.6	diam. 23x40 mm
cod.B7999-3A	ml.8	diam. 17x60 mm
cod.B7999-12A	ml.12	diam. 19x65 mm
cod.MFV012BAL	ml.12	diam. 23x52 mm
cod.B7999-4A	ml.16	diam. 21x70 mm
cod.B7921-VO	ml.20	diam.28x57 mm
cod.B7999-6A	ml.40	diam. 28x95 mm

filetto 8-425	conf. 100 pz.
filetto 13-425	conf. 100 pz.
filetto 20-400	conf. 192 pz.
filetto 15-425	conf. 200 pz.
filetto 15-425	conf. 200 pz.
filetto 20-400	conf. 192 pz.
filetto 18-400	conf. 200 pz.
filetto 24-400	conf. 100 pz.
filetto 24-400	conf. 100 pz.

Vials collo a vite - vetro chiaro - senza tappo



cod.MVV1232-	ml.1,8	diam.12x32 mm
cod.MVV1236-	ml.2	diam.12x36 mm
cod.MVV1545-	ml.4	diam.15x45 mm
cod.MFV004B-	ml.4	diam.17x38 mm
cod.MFV006BL-	ml.6	diam.23x40 mm
cod.B7999-3 -	ml.8	diam.17x60 mm
cod.MFV008B-	ml.8	diam.19x40 mm
cod.B799912-	ml.12	diam.19x65 mm
cod.MFV012BL-	ml.12	diam.23x52 mm
cod.B7999-4 -	ml.16	diam.21x70 mm
cod.B7920VO -	ml. 20	diam.28x57 mm
cod.B79995 -	ml.22	diam.23x85 mm
cod.MFV030B100ml.	30	diam.27x75 mm
cod.B7999-6 -	ml.40	diam. 28x95 mm
cod.MFV060 -	ml.60	diam. 27x140mm

filetto 8-425	conf. 100 pz.
filetto 8-425	conf. 100 pz.
filetto 13-425	conf. 100 pz.
filetto 15-425	conf. 100 pz.
filetto 20-400	conf. 192 pz.
filetto 15-425	conf. 200 pz.
filetto 15-425	conf. 100 pz.
filetto 15-425	conf. 200 pz.
filetto 20-400	conf. 192 pz.
filetto 18-400	conf. 200 pz.
filetto 24-400	conf. 100 pz.
filetto 20-400	conf. 200 pz.
filetto 24-400	conf. 100 pz.
filetto 24-400	conf. 100 pz.



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI

RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15

Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 179/180



■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Vials collo Crimp



MVC0740 - vetro chiaro - ml. 0,8 (diam. 7 x h. 40 mm.)
MVC0740A - vetro scuro - ml. 0,8 (diam. 7 x h. 40 mm.)
MVC0830 - vetro chiaro - ml. 0,8 (diam. 8 x h. 30 mm.)
MVC0830A - vetro scuro - ml. 0,8 (diam. 8 x h. 30 mm.)
MVC0840 - vetro chiaro - ml. 1,2 (diam. 8 x h. 40 mm.)
C40111 - vetro chiaro - ml. 2 (diam. 12 x h. 32 mm.)
MVC1232A - vetro scuro - ml. 2 (diam. 12 x h. 32 mm.)

Viscometri di Cannon-Fenske



Liquidi trasparenti - Liquidi opachi - Viscosità - Campo
22679 - 22691 - 25 - 0.5-2
22680 - 22681 - 50 - 0.8-4
22681 - 22693 - 75 - 1.6-8
22682 - 22694 - 100 - 3-15
22683 - 22695 - 150 - 7-35
22684 - 22696 - 200 - 20-100
22685 - 22697 - 300 - 50-250
22686 - 22698 - 350 - 100-500
22687 - 22699 - 400 - 240-1200
22688 - 22700 - 450 - 500-2500
22689 - 22701 - 500 - 1600-8000
22690 - 22702 - 600 - 4000-20000



APPARECCHI SCIENTIFICI RICCARDO PASSONI



RDA PASSONI srl.

Via N. Palmieri, 25 20141 - Milano

Tel. 02.895.461.93 / 02.895.451.75 / 02.895.036.15


Fax 02.895.436.91

info@rdapassoni.it

Pagina 180/180

■ Vetreria da laboratorio - accessori - vials

Viscosimetri di Ubbelohde



codice - nr. astm. - campo visc. cst.

22703 - 0 - 0,3 - 1

22704 - 0C - 0,6 - 3

22705 - 0B - 1 - 5

22706 - 1 - 2 - 10

22707 - 1C - 6 - 30

22709 - 2 - 20 - 100

22711 - 2B - 100 - 500

22712 - 3 - 200 - 1000

22713 - 3C - 500 - 3000

22714 - 3B - 1000 - 5000

22715 - 4 - 2000 - 10000

22716 - 4C - 6000 - 30000

22717 - 4B - 10000 - 50000

22718 - 5 - 20000 - 100000